



Ficha Técnica

Identificação do produto e Apresentação

Nome Técnico: Sistema CPAP

Nome Comercial: **Sistema de Cânulas CPAP Nasal Hudson**

Código do Fabricante:

Tamanho	Código	Peso do neonato
0	1683	Menos do que 700 gramas
1	1685	700 a 1000 gramas
2	1686	1000 a 2000 gramas
3	1687	2000 a 3000 gramas
4	1688	Mais do que 3000 gramas
5	1689	Crianças entre 1 e 2 anos

Código das peças de reposição	Tamanho
1690	0
1691	1
1692	2
1693	3
1694	4
1695	5

Nº de registro na ANVISA: 10342600056

O fabricante recomenda o uso único.

Prazo de Validade: Indeterminado

Embalagem: bandeja em PVC. Unitária.

Foto



Descrição e Indicação

Para a administração de terapia de pressão positiva contínua das vias aéreas (CPAP) para pacientes neonatos e pediátricos.

Conteúdo

Uma (1) cânula nasal de CPAP com cotovelos inspiratório e expiratório e dois (2) tubos corrugados com comprimento de 120 cm e 10 mm de diâmetro;

	COMERCIAL NACIONAL DE PRODUTOS HOSPITALARES	Emissão: Jan/2018
	Ficha Técnica	

Uma (1) linha de monitorização de pressão;
Um (1) adaptador de 22 mm para umidificador;
Um (1) gorro;
Duas (2) peças de Velcro® para fixação.

Instruções de Uso

1. Coloque e ajuste o gorro na cabeça do paciente
2. Corte o Velcro no meio. Remova a porção posterior e aplique a porção anterior no gorro na área da porção temporal do paciente;
3. Insira o adaptador com a abertura de 22 mm no umidificador e a 10 mm no tubo inspiratório (transparente), caso seja necessário e conecte o sistema num umidificador apropriado
CUIDADO: Monitorize a temperatura do gás inspirado entre 32° e 38°C
4. Conecte o tubo expiratório (azul) no gerador de pressão
5. Regule o fluxo de gás (recomendado entre 5 e 10 litros por minuto) e ajuste a FIO2 para as necessidades específicas do paciente
CUIDADO: Sempre regule o fluxo de gás antes de aplicar o sistema ao paciente (risco de reinalação de dióxido de carbono caso esta regra não seja observada)
6. Insira a cânula do prongue delicadamente nas narinas do paciente. A movimentação discreta das abas do nariz deve ser observada durante a respiração. Verifique movimentação indesejada da cânula antes de sua fixação (risco de lesão do septo nasal). Caso necessário, reposicione o sistema;
7. Corte e aplique o Velcro ao redor dos tubos de 10 mm de forma que ele possa ser grudado ao Velcro posicionado no gorro (conforme ilustração acima);
8. Estabilize a cânula pressionando o Velcro (veja ilustração). Verifique novamente o correto posicionamento da cânula. Caso necessário, reajuste-a;
9. Conecte o luer-lock da linha do monitor de pressão a este equipamento.

Composição

Polipropileno e PVC.

Importador/Distribuidor: CNPH – Comercial Nacional de Produtos Hospitalares

Rua Gama Cerqueira, 331 - CEP: 01539-010

Cambuci - São Paulo – SP

Tel: 011-3385-9339 – sac@cnph.com.br

Responsável Técnico: Morgana Borges de Araújo – CRF-SP: 74338

Fabricante: TELEFLEX MEDICAL 2917, Weck Drive - Research Triangle Park, NC 27709