

INSTRUÇÃO DE USO
AGULHA HUBER COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA BLENDA

APRESENTAÇÕES

São apresentadas nas seguintes dimensões e códigos:

Código	Descrição	Tamanho Agulha	Comprimento
5017.19.12	Agulha de Huber com Dispositivo de Segurança 19G x 12 mm	19G	12 mm
5017.19.15	Agulha de Huber com Dispositivo de Segurança 19G x 15 mm	19G	15 mm
5017.19.20	Agulha de Huber com Dispositivo de Segurança 19G x 20 mm	19G	20 mm
5017.19.25	Agulha de Huber com Dispositivo de Segurança 19G x 25 mm	19G	25 mm
5017.19.32	Agulha de Huber com Dispositivo de Segurança 19G x 32 mm	19G	32 mm
5017.19.38	Agulha de Huber com Dispositivo de Segurança 19G x 38 mm	19G	38 mm
5017.20.12	Agulha de Huber com Dispositivo de Segurança 20G x 12mm	20G	12 mm
5017.20.15	Agulha de Huber com Dispositivo de Segurança 20G x 15 mm	20G	15 mm
5017.20.19	Agulha de Huber com Dispositivo de Segurança 20G x 19 mm	20G	19 mm
5017.20.20	Agulha de Huber com Dispositivo de Segurança 20G x 20 mm	20G	20 mm
5017.20.25	Agulha de Huber com Dispositivo de Segurança 20G x 25 mm	20G	25 mm
5017.20.32	Agulha de Huber com Dispositivo de Segurança 20G x 32 mm	20G	32 mm
5017.20.38	Agulha de Huber com Dispositivo de Segurança 20G x 38 mm	20G	38 mm
5017.22.12	Agulha de Huber com Dispositivo de Segurança 22G x 12 mm	22G	12 mm
5017.22.15	Agulha de Huber com Dispositivo de Segurança 22G x 15 mm	22G	15 mm
5017.22.20	Agulha de Huber com Dispositivo de Segurança 22G x 20 mm	22G	20 mm
5017.22.25	Agulha de Huber com Dispositivo de Segurança 22G x 25 mm	22G	25 mm
5017.22.32	Agulha de Huber com Dispositivo de Segurança 22G x 32 mm	22G	32 mm
5017.22.38	Agulha de Huber com Dispositivo de Segurança 22G x 38 mm	22G	38 mm

DESCRIÇÃO E COMPOSIÇÃO DO PRODUTO

O mecanismo de segurança Agulha de Huber é ativado manualmente durante a remoção da agulha e, tem a finalidade de ajudar na prevenção de punção acidental da pele por uma agulha durante intervenção médica.

Linha central resiste a alta pressão de 325 psi.

FINALIDADE/ INDICAÇÕES

Agulha para acesso a cateter totalmente implantável tipo Hubber é uma agulha de ponta não cortante acoplada a um extensor, apropriada para acesso às bases de entrada de cateteres totalmente implantáveis (ports), sendo indicadas para a conexão a qualquer equipo de infusão de conexões universais, para administração de medicamentos, sangue ou qualquer outra necessidade terapêutica que implique no uso deste tipo de acesso.

INSTRUÇÕES DE USO

Introdução da Agulha

Respeitar as medidas de higiene e de assepsia rigorosas ao utilizar as agulhas Huber;

Preparar o local do porte para introdução de agulha estéril;

A escolha da agulha de Huber deve ser feita em relação ao calibre em função da viscosidade e de fluxo pretendidos, do comprimento adaptado à espessura subcutânea do paciente;

Segure as asas flexíveis com o polegar e o dedo médio, colocando o dedo indicador no topo da dobradiça de segurança.

Avance a agulha através da pele e do septo até que entre em contato com o fundo do reservatório do Port.

Levante a armadilha da agulha até 90°. Usando a mão não dominante, segure a dobradiça de segurança com o polegar e dedo médio.

Empurre suavemente a dobradiça de segurança contra a pele e o Port do paciente.

Remoção da Agulha

Depois de terminar o tratamento, lavar o Port de acordo com o protocolo institucional.

Puxar firmemente as aletas para cima, até sentir uma paragem firme e a agulha estará bloqueada em posição segura.

Descarte a agulha seguindo os protocolos da instituição para materiais perfurocortantes.

CONTRAINDICAÇÕES

NÃO USAR na presença, suspeita ou confirmada de infecção, bacteriemia ou septicemia relacionada com o uso de acessos e reservatórios.

ADVERTÊNCIAS

Verificar se o comprimento da agulha está adequado à profundidade do reservatório, à espessura do tecido e à espessura de qualquer penso sob a base da agulha. Se for muito longa, a agulha e/ou reservatório pode(m) ser danificado(s) durante a introdução. Se muito curta, a agulha pode não perfurar completamente o septo do reservatório, e a medicação poderá ser distribuída nos tecidos circundantes e/ou a agulha poderá ficar bloqueada.

Manipule e descarte de acordo com as práticas médicas aceitas e as regulamentações em vigor. Depois de utilizado, este produto está sujeito a potenciais riscos biológicos.

O dispositivo e os seus acessórios não são reutilizáveis e não foram concebidos para serem reutilizados. Qualquer reutilização comprometeria definitivamente o rendimento e a segurança do dispositivo.

Não modificar este dispositivo.

Sempre verificar que o reservatório implantado pode ser injetado.

Não exceder a pressão máxima indicada na agulha (325psi).

Assegure-se de que a agulha está corretamente colocada no reservatório e seguramente fixada à pele com penso adesivo, antes de começar a injeção de alta pressão.

Conservar à temperatura ambiente e ao abrigo da luz.

Utilização única, não reesterilizar o produto, e destruir depois da utilização.

Verificar a data de validade antes de utilizar e nunca utilizar o dispositivo após expirar a data de validade.

Não utilizar o produto se este estiver danificado ou se a embalagem tiver sido previamente aberta ou estiver danificada.

Utilizar apenas sob condições assépticas.

É necessário tomar precauções de modo a evitar-se picadas acidentais.

Utilização deste dispositivo deve ser por profissionais devidamente qualificados.

Ler atentamente e seguir todas as instruções antes do uso.

PRECAUÇÕES

Conservar à temperatura ambiente e ao abrigo da luz.

Utilização única, não reesterilizar o produto, e destruir depois da utilização.

Verificar a data de validade antes de utilizar e nunca utilizar o dispositivo após expirar a data de validade.

Não utilizar o produto se este estiver danificado ou se a embalagem tiver sido previamente aberta ou estiver danificada.

Utilizar apenas sob condições assépticas.

É necessário tomar precauções de modo a evitar-se picadas acidentais.

Utilização deste dispositivo deve ser por profissionais devidamente qualificados.

Ler atentamente e seguir todas as instruções antes do uso.

EFEITOS ADVERSOS

Não apresenta efeitos adversos.



RECOMENDAÇÕES


Não utilizar se a embalagem estiver danificada.

Não utilizar o produto se a data de validade estiver expirada.

Produto estéril de uso único.

Estocar em temperatura ambiente em local fresco, seco e ao abrigo da luz.

As embalagens devem ser transportadas à temperatura ambiente, evitando exposições direta ao calor e umidade.



Esterilizado por
óxido de etileno
Consulte as
instruções para
utilização

Manter protegido
da luz solar

Limite de
temperatura
15 a 30 °C



Produto uso único

Não utilizar se a
embalagem
estiver danificada

Manter seco



Limite de umidade
relativa
20 a 75%

EMBALAGEM

Envelope Pouch, com papel apto a esterilização por ETO, com impressões de características, lote de produção e etiqueta exigidas pela autoridade sanitária competente.

DESCARTE

Após o uso, descartar todos os materiais utilizados em local apropriado para materiais potencialmente contaminados.

Resp. Técnica – Ana Paula Mendes CRF-SP 39586

REG ANVISA: 81158519021



TOTAL MEDICAL BRASIL IND. E COM. DE PROD. MÉDICO HOSPITALARES LTDA

Alameda Mercúrio, 120 - American Park

CEP: 13347-662 - Indaiatuba/SP

CNPJ: 18747319/0001-40 – SAC (19) 3825-3555

www.blentamedical.com

Revisão 01