

FICHA TÉCNICA
SUR-FIT® Plus Little Ones® Bolsa Coletora Infantil para Colostomia/Ileostomia

Nome Genérico	Bolsa coletora infantil drenável para sistema de duas peças com flange para colostomia/ileostomia
Nome Comercial	SUR-FIT® Plus Little Ones® Bolsa Coletora Infantil para Colostomia/Ileostomia
Imagem	
Descrição	As bolsas coletoras infantis SUR-FIT® Plus Little Ones® são parte integrante do sistema de duas peças com flange destinada à coleta de efluentes de colostomia ou ileostomia especialmente desenvolvidos para uso pediátrico. O sistema de duas peças oferece a flexibilidade de colocação da bolsa coletora sem necessidade de remover a placa protetora da pele.
Marca	SUR-FIT® Little Ones® ConvaTec®
Fabricante	ConvaTec Limited – Reino Unido ConvaTec Dominican Republic Inc. - República Dominicana
Composição do Produto	<p>Bolsa coletora: São confeccionadas com filme de cloreto de polivinilideno (PVDC) e acetato de vinilileno (EVA). Apresentam um painel de conforto perfurado, confeccionado por etileno-metil acrilato (EMA), acetato de vinilileno (EVA) e polietileno.</p> <p>Flange: resina de EVA (acetato de vinilileno) para encaixe à placa protetora.</p> <p>Clipe de fechamento: laminados com espuma de poliolefina branca com papel protetor adesivo.</p>
Características e Ações do Produto	<ul style="list-style-type: none"> • Anatomicamente desenvolvida para atender a necessidade de pacientes pediátricos, encaixa-se confortavelmente aos contornos únicos do corpo de uma criança e são fáceis de remover. • As bolsas apresentam tela perfurada fixada sobre a superfície da bolsa, que impede o acúmulo de umidade, permitindo a respiração da pele e aumentando o conforto quando a bolsa toca a pele. • O sistema de duas peças oferece a flexibilidade de colocação da bolsa coletora sem necessidade de remover a placa protetora da pele. • A flange da bolsa apresenta 8 pontos de fixação para proporcionar maior segurança e adaptação. • O plástico da bolsa é totalmente à prova de odores. • Confeccionada em plástico transparente para monitoramento do efluente.
Recomendações de Uso	<p>Antes de utilizar o produto recomendamos ler a instrução de uso que o acompanha na embalagem.</p> <p>As bolsas SUR-FIT® Plus Little Ones® são parte integrante do sistema de duas peças para ostomia com flange. Este sistema consiste de dois itens básicos separados: a placa adesiva protetora de pele e a bolsa coletora. O sistema de duas peças oferece a flexibilidade de colocação da bolsa coletora sem necessidade de remover a placa protetora da pele.</p>

	<p>As bolsas SUR-FIT® Plus Little Ones® devem ser utilizadas em conjunto com os modelos de placa protetora SUR-FIT® Plus Little Ones® disponíveis, as quais são vendidas separadamente e são de uso exclusivo com as bolsas coletoras SUR-FIT® Plus Little Ones®.</p> <p>As bolsas coletoras armazenam os efluentes dos estomas e a placa adesiva fixa a bolsa coletora ao estoma por contato direto com a pele periestoma ao mesmo tempo que protege a pele do contato com os efluentes. A placa protetora que fica aderida à pele possui um flange plástico, um tipo de fecho de pressão que permite o encaixe na flange compatível da bolsa coletora. O flange das bolsas possui um sistema de 8 pontos de fixação para conexão ao flange da placa protetora e encaixe suporte para cinto.</p> <p>APLICAÇÃO DA BOLSA:</p> <p>Antes de aplicar a bolsa deve-se permitir que uma pequena quantidade de ar entre no seu interior, abrindo-a delicadamente.</p> <p>Para fixação da bolsa à placa protetora, encaixe o flange da bolsa no flange da placa protetora, pressionando todo o contorno do flange até ouvir vários cliques para assegurar-se do completo encaixe.</p> <p>Este produto pode permanecer colocado durante o banho, chuveiro ou natação. Seque a bolsa sem esfregar.</p> <p>REMOÇÃO DA BOLSA:</p> <p>Desencaixe o flange da bolsa conectado ao flange da placa, puxando-o delicadamente com uma mão ao mesmo tempo que segura a placa protetora aderida à pele com a outra mão.</p>															
Cuidados de Conservação	Armazenar entre 10° e 30°C. Conservar em local seco e evitar umidade elevada.															
Registro Sanitário	Cadastro ANVISA: 80523029010															
NCM	3006.91.10															
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="165 1144 363 1182">Código ICC</th> <th data-bbox="363 1144 571 1182">Brasíndice</th> <th data-bbox="571 1144 778 1182">SIMPRO</th> <th data-bbox="778 1144 1066 1182">Diâmetro Flange</th> <th data-bbox="1066 1144 1401 1182">Apresentação</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="165 1182 363 1249">402566</td> <td data-bbox="363 1182 571 1249">1197868</td> <td data-bbox="571 1182 778 1249">265666</td> <td data-bbox="778 1182 1066 1249">32 MM</td> <td data-bbox="1066 1182 1401 1249">Caixa com 10 bolsas e 10 clips de fechamento</td> </tr> <tr> <td data-bbox="165 1249 363 1317">402567</td> <td data-bbox="363 1249 571 1317">1197869</td> <td data-bbox="571 1249 778 1317">265668</td> <td data-bbox="778 1249 1066 1317">45 MM</td> <td data-bbox="1066 1249 1401 1317">Caixa com 10 bolsas e 10 clips de fechamento</td> </tr> </tbody> </table>		Código ICC	Brasíndice	SIMPRO	Diâmetro Flange	Apresentação	402566	1197868	265666	32 MM	Caixa com 10 bolsas e 10 clips de fechamento	402567	1197869	265668	45 MM	Caixa com 10 bolsas e 10 clips de fechamento
Código ICC	Brasíndice	SIMPRO	Diâmetro Flange	Apresentação												
402566	1197868	265666	32 MM	Caixa com 10 bolsas e 10 clips de fechamento												
402567	1197869	265668	45 MM	Caixa com 10 bolsas e 10 clips de fechamento												