

Identificação do produto e Apresentação

Nome Técnico: LMA Supreme™

Nome Comercial: Máscara Laríngea LMA Supreme

Nº de registro na ANVISA: **80117580445**

O fabricante recomenda uso único.

Descrição e Indicação

A máscara LMA Supreme™ é um dispositivo inovador, de segunda geração e utilização única para controle da permeabilidade das vias aéreas supraglóticas. A máscara permite o acesso e a separação funcional dos tratos respiratório e digestivo. O tubo da via aérea com formato anatômico tem uma secção elíptica cruzada e termina distalmente na máscara laríngea. O cuff insuflável foi concebido para se adaptar aos contornos da hipofaringe, com a parte côncava e a máscara virada para a abertura laríngea – o First Seal™. A máscara LMA Supreme™ possui aletas centrais de segurança que impedem a obstrução pela epiglote. Permite suporte ventilatório com pressão positiva e sucção do conteúdo gástrico. Possui protetor de mordedura e suporta pressão de vedação de até 30cmH2O.

A máscara LMA Supreme™ é indicada para estabelecer e manter o controle das vias aéreas durante procedimentos de rotina ou anestésicos de emergência em doentes em jejum, utilizando ventilação espontânea ou ventilação por pressão positiva (VPP). Também é indicada para utilização como dispositivo de salvamento para vias aéreas em procedimentos de RCP e como dispositivo de salvamento para vias aéreas em situações conhecidas ou inesperadas de vias aéreas difíceis. A máscara LMA Supreme™ pode ser utilizada para estabelecer uma permeabilidade imediata das vias aéreas em doentes num estado de inconsciência profunda, sem reflexos glossofaríngeo ou laríngeo, que necessite de ventilação artificial. Pode ainda ser utilizada para fixar uma via aérea imediata quando a intubação traqueal é impossível por falta de conhecimentos ou equipamento ou em caso de falha de tentativas de intubação traqueal.



Tamanhos LMA Supreme™:

TAMANHO / CÓDIGO	TAMANHO DO PACIENTE	VOLUME MÁXIMO DO MANGUITO (AR EM ML)	TAMANHO MÁXIMO DO TUBO OG (MM/FR.)	PRESSÃO NO INTERIOR DO CUFF ÓTIMA
Tamanho 1 – cód. 175010	Recém-nascidos/ Bebês de até 5Kg	5	6	60 cm H2O
Tamanho 1,5 – cód. 175015	Bebês 5-10Kg	8	6	
Tamanho 2 – cód. 175020	Bebês/ Crianças 10-20Kg	12	10	
Tamanho 2,5 – cód. 175025	Crianças 20-30Kg	20	10	
Tamanho 3 – cód. 175030	Crianças 30-50Kg	30	14	
Tamanho 4 – cód. 175040	Adultos 50-70Kg	45	14	
Tamanho 5 – cód. 175050	Adultos 70-100Kg	45	14	

Instruções de Uso

Vide Instruções de Uso do fabricante Teleflex – LMA Supreme™

Composição

Fabricado principalmente em policloreto de vinilo (PVC) de grau médico sem látex de borracha natural.

Condições de Armazenamento

Manter em local seco e arejado e ao abrigo da luz solar.

Fabricante: Teleflex Medical

2917 Weck Drive

Research Triangle Park, NC 27709 – Estados Unidos

Detentor do Registro: Emergo Brazil Import Importação e Distribuição de Produtos Médicos Hospitalares Ltda – ME

ST SIA Trecho 3 Lotes 2010/2020, S/N 1º Andar – Ed. Mirian – Zona Industrial – CEP: 71200-030 – Brasília/DF

Responsável Técnica: Julia Zema Parente Pinto CRF-DF: 2508

Importador/Distribuidor: Tecno4 Produtos Hospitalares Eireli

Rua Backer, 89 - Cambuci – CEP: 01541-000 – São Paulo/SP

Tel: (11)3399-4482

Responsável Técnico: Christiane Oshiro Yamada CRF-SP: 45.957