

Imagem do Produto	Nome do Produto	Descrição	Principais Características	Indicação de Uso	Medidas Disponíveis	Onde focar Oportunidades
  	<p>3M Attest Indicadores Biológicos de Leitura Rápida para Vapor (3 horas)</p> <p>para esterilização a Vapor:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ampola 1292 - Ampola 1291 - PCD 41382 - PCD 1296 <p><i>Produto não passível de registro na ANVISA</i></p>	<p>- Ampola avulsa 1492 usada para fazer o PCD manual com 16 campos de tecido, padrão AAMI.</p> <p>- O PCD 41482 contém: 1 Indicador Biológico 1292 e 1 Integrador Comply 1243</p> <p>- O PCD 41382 contém: 1 indicador biológico 1292</p> <p>PCD = pacote teste desafio para esterilização.</p>	<p>Resultado de leitura final por fluorescência em 3 horas.</p> <p>Necessário a Incubadora Auto-Leitora 390 para leitura do IB</p>	<p>Para monitoramento de cargas em esterilizadores a vapor.</p> <p>Uso segundo RDC15: na primeira carga do dia e em todas as cargas com implantes</p> <p>Cargas com implantes só podem ser liberadas para uso após leitura final do IB.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 1292: caixa com 50 ampolas - 1291 (ciclo uso imediato): caixa com 50 ampolas - 41382: caixa com 24 PCDs e 24 ampolas controle - 1296: caixa com 24 PCDs e 24 ampolas controle 	<ul style="list-style-type: none"> • CME • Empresas de Esterilização • Clínicas odontológicas
	<p>3M Attest Indicadores Biológicos de Segunda Geração (48 horas)</p> <p>para esterilização a Vapor:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ampola 1262 <p><i>Produto não passível de registro na ANVISA</i></p>	<p>Ampola avulsa 1492 usada para fazer o PCD manual com 16 campos de tecido, padrão AAMI.</p> <p><i>* Não vendemos PCD pronto uso com IB de 48 horas.</i></p>	<p>Resultado final de leitura em 48 horas.</p> <p>Necessário a Incubadora 116 para leitura do IB</p>	<p>Para monitoramento de cargas em esterilizadores a vapor.</p> <p>Cargas com implantes só podem ser liberadas para uso após leitura final do IB</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 1262B: caixa com 100 ampolas (QUD = 1cx) - 1262BP: caixa com 25 ampolas (QUD = 4cx) - 1262BT: caixa com 10 ampolas (QUD = 4cx) 	<ul style="list-style-type: none"> • CME • Empresas de Esterilização

