

Dreno

FINALIDADE E/OU APLICAÇÃO: Utilizado em drenagens em geral, permitindo a eliminação de secreções e fluidos corporais em caso de hemotórax, pneumotórax e em cirurgias cardiovasculares.

ESPECIFICAÇÕES E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: Fabricado em Cloreto de Polivinila (PVC) atóxico, flexível, translúcido com filete radiopaco no sentido longitudinal. Possui conector universal de fácil adaptação. Fabricado em Polietileno. **MEDIDAS:** Calibre em FR 10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38 e 39.

INSTRUÇÕES DE USO: Abrir a embalagem, após a ventilação da sua integridade. A introdução do dreno torácico e feita pelo cirurgião no final da cirurgia, sob técnica asséptica.

PRECAUÇÕES, ADVERTÊNCIAS, CUIDADOS ESPECIAIS E ESCLARECIMENTOS SOBRE O USO DO PRODUTO. Artigo médico hospitalar de uso único. Só pode ser instalado por profissional habilitado especializado. A técnica de introdução faz parte de sua área de atuação. Não utilizar caso a embalagem esteja aberta, danificada ou o prazo de validade esteja vencido. Armazenar a embalagem em local limpo e seco ao abrigo da luz. Destruir após o uso, descartando em local próprio para materiais contaminados.

EFEITOS INDESEJÁVEIS. O produto não causa efeitos colaterais, desde que seja utilizado corretamente, de acordo com a finalidade de uso.

VALIDADE: 3 anos a partir da data de fabricação.

REGISTRO ANVISA: 10014160050



Fabio Luiz Silva

Responsável Técnico

CRBM-SP 3940

Indústria genuinamente nacional, sinônimo de entrega garantida.

CPL MEDICAL'S PRODUTOS MÉDICOS LTDA CNPJ: 43.512.870/0001-52 - Indústria Brasileira
Rua Vieira Portuense, 760 - Jardim Oriental - CEP: 04347-080 - São Paulo/SP - SAC: (11) 5011-7263
www.cplmedical.com.br - cplmedical@cplmedical.com.br