




## Tubos BD Vacutainer® Especiais

A BD Vacutainer® oferece tubos especiais utilizados para determinação de elementos de traços, tubos de transporte e descarte e o tubo com ACD (Ácido Cítrico, Citrato de Sódio e Dextrose que preserva as células sanguíneas vermelhas por 21 dias entre 1°C e 6°C), usado para imunofenotipagem, cultura celular e todos os testes que necessitam de células vermelhas.

Código	Descrição	Tamanho	Volume	Cor
360051	EST (Tubo de transporte e descarte)	13 x 75	3,0	
364606	ACD Solução A (v)	16 x 100	8,5	

Código	Análise de Traços (Drogas Terapêuticas, Toxicologia)	Tamanho	Volume	Cor
368380	Seco	13 x 100	6,0	
368381	EDTA	13 x 100	6,0	

Apresentação: Caixa com 100 unidades. Tamanho = mm e Volume = mL.  
(v) = Vidro.