

## FICHA TÉCNICA

### CARACTERIZAÇÃO DO PRODUTO:

**Nome técnico do produto:** Compressas

**Nome comercial do Produto:** Compressa de Gaze sem RX Pacote Neve

**Nº do Registro ANVISA:** 81855830015

**Responsável Técnico:** Ramon Teles Marques CRQ IV REGIÃO- 04265845

### APRESENTAÇÃO COMERCIAL DO PRODUTO:

As Compressas de Gaze Pacote são embaladas em sacos plásticos leitosos de polietileno. Pacotes contendo 500 unidades por pacote.

Os pacotes por sua vez, são acondicionados em caixas de embarque.

### INDICAÇÃO DE USO:

As Compressas de Gaze é indicada para uso hospitalar em absorções de sangue e outras secreções. Indicado também para procedimentos em geral como higiene, assepsia e curativos.

### DESCRIÇÃO GERAL E COMPOSIÇÃO DO PRODUTO:

As Compressas de Gaze sem RX Pacote são confeccionadas em tecido de alta qualidade, devidamente beneficiado e trabalhado para fins cirúrgicos. É totalmente isento de impurezas e agentes contaminantes como alvejante óptico e resíduo de amido. Totalmente hidrófilo, com alto poder de absorção e retenção de líquidos.

As Compressas de Gaze sem RX Pacote Neve são confeccionadas em tecido 100% algodão.

São confeccionadas e comercializadas nas dimensões:

Código	Descrição	Código de barras EAN-13
79106-01	COMP.11F.7,5X7,5cm PCT/500 SAFE	789817286052-1
79106-02	COMP.13F.7,5X7,5cm PCT/500 SAFE	789817282213-0
79106-06	COMP.13F.10X10cm PCT/500 SAFE	789817286161-0

## **MODO DE USO:**

---

---

Retirar as Compressas de Gaze de sua embalagem e aplicar no local afetado. Utilizar conforme os procedimentos padronizados, de acordo com a finalidade proposta. O produto não deve ser utilizado se alguma das características citadas estiverem em desacordo.

## **ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES:**

---

---

- O produto deve ser usado somente para o fim a que se destina.
- Abrir a embalagem somente no momento de uso.
- Produto não estéril.
- Produto de uso único, proibido reprocessar.
- Não utilizar caso a embalagem esteja danificada, rasgada, aberta, úmida, ou fora do prazo de validade.
- Após o uso, descartar em local apropriado.

## **TRANSPORTE E ARMAZENAGEM:**

---

---

O produto deve ser transportado e armazenado sob a proteção da luz solar direta, calor e umidade de forma segura a preservar e garantir a integridade física e funcional do produto e da embalagem.

## **NORMAS TÉCNICAS E REGULAMENTARES:**

---

---

Não aplicável.

## **VALIDADE:**

---

---

Válido por 05 anos após a data de fabricação.