

FICHA TÉCNICA

CARACTERIZAÇÃO DO PRODUTO:

Nome técnico do produto: Compressas.

Nome Comercial: Compressa Cirúrgica Campo Operatório Com RX Estéril Neve.

Nº de Registro ANVISA: 81855830006

Responsável Técnico: Ramon Teles Marques CRQ IV REGIÃO- 04265845

APRESENTAÇÃO COMERCIAL DO PRODUTO

As Compressas de Campo Operatório com RX Estéril Neve são apresentadas em dupla embalagem, são embalados em envelopes de papel grau cirúrgico e filme plástico termo selável.

Os envelope contem 2 ou 5 unidades, por sua vez, os envelopes são acondicionados em caixas de embarque.

INDICAÇÃO DE USO:

A compressa Campo Operatório com RX Estéril Neve é indicada no uso hospitalar em geral para absorver sangue e outras secreções líquidas e em cirurgias cavitárias como anteparo atraumático de vísceras e tecidos.

Possuem alça para facilitar a manipulação. O elemento radiopaco na forma de fio ou fita que confere ao produto ser detectável ao raio X.

DESCRIÇÃO GERAL E COMPOSIÇÃO DO PRODUTO:

As Compressas de Campo Operatório com RX Estéril Neve são compostas por tecido de alta qualidade, devidamente beneficiado e trabalhado para fins cirúrgicos. É totalmente isento de impurezas e agentes contaminantes como alvejante óptico e resíduo de amido. Totalmente hidrófilo, com alto poder de absorção e retenção de líquidos.

Confeccionado com tecido 100% algodão, elemento radiopaco composto por 55% de sulfato de bário e 45% de PVC. Dispositivo para fixação (alça): 100% poliéster.

Possui de forma fixa em sua estrutura um elemento radiopaco que pode ser tipo Fio ou Fita, que garante a radiopacidade ao exame de RX. São confeccionadas e comercializadas nas dimensões:

Código	Descrição	Código de barras EAN-13
79105-10	CAMPO OP. 09x10 EST. C/05 RX	789817286163-4
79105-09	CAMPO OP. 09x10 EST. C/05 SAFE RX	789817286160-3
79105-21	CAMPO OP. 25x28 EST. C/05 T RX (I)	789817285021-8
79105-13	CAMPO OP. 25x28 EST. C/02 SAFE RX - PLACA	789817282115-7
79105-11	CAMPO OP. 25x28 EST. C/05 SAFE RX - FIO	789817282141-6
79105-15	CAMPO OP. 25x28 EST. C/05 SAFE RX - PLACA	789817282128-7

MODO DE USO:

Escolher a dimensão desejada, previamente esterilizada, conforme a superfície da cirurgia e aplicar sobre a área a ser absorvido o sangue, líquidos, exsudatos e/ou secreções.

ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES:

- O produto deve ser usado somente para o fim a que se destina.
- Abrir a embalagem somente no momento de uso.
- Produto estéril por Óxido de etileno.
- Produto de uso único, proibido reprocessar.
- Não utilizar caso a embalagem esteja danificada, rasgada, aberta, úmida, ou fora do prazo de validade.
- Após o uso, descartar em local apropriado.

TRANSPORTE E ARMAZENAGEM:

O produto deve ser transportado e armazenado sob a proteção da luz solar direta, calor e umidade de forma segura a preservar e garantir a integridade física e funcional do produto e da embalagem.

NORMAS TÉCNICAS E REGULAMENTARES:

Não Aplicável.

VALIDADE:

Valido por 05 anos após a data de fabricação.