


**FICHA TÉCNICA**
**Active Life® Little Ones Bolsa Infantil de Urostomia**

<b>Nome Genérico</b>	Sistema de uma peça drenável e recortável para urostomia
<b>Nome Comercial</b>	Active Life® Little Ones Bolsa Infantil de Urostomia
<b>Imagem</b>	
<b>Descrição</b>	As bolsas Active Life® Little Ones são dispositivos de uma peça para urostomia compostas por uma barreira protetora de pele flexível Stomahesive® e uma bolsa coletora drenável. As bolsas coletoras armazenam os efluentes dos estomas e a barreira protetora da pele fixa a bolsa coletora ao estoma por contato direto com a pele periestoma ao mesmo tempo em que protege a pele do contato com os efluentes.
<b>Marca</b>	Active Life® ConvaTec® Stomahesive®
<b>Fabricante</b>	ConvaTec Limited – Reino Unido ConvaTec Dominican Republic Inc. - República Dominicana
<b>Composição do Produto</b>	<b>Bolsas coletoras Little Ones:</b> filme de cloreto de polivinilideno (PVDC) e acetato de viniletileno (EVA). <b>Barreira Protetora da Pele Stomahesive® modificada:</b> composta por gelatina, pectina, carboximetilcelulose sódica, óleo mineral e poliisobutileno. A superfície da placa é laminada com um filme de polietileno fino e transparente. <b>Torneira de Drenagem:</b> viniletileno.
<b>Características e Ações do Produto</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Proteção da pele: substâncias hidrocolóides absorvem a umidade e têm a capacidade de regenerar a pele irritada.</li> <li>• As bolsas coletoras Little Ones são totalmente à prova de odores, conferem maciez e reduzem os ruídos.</li> <li>• Recortável e adaptável a diferentes tamanhos e formatos de estoma. O guia de recorte é impresso no papel protetor, facilitando a visualização da medida desejada.</li> <li>• Bolsa transparente: Permite a visualização do estoma, efluente e drenagens.</li> <li>• Bolsa elaborada em plástico resistente a vazamentos: macia, segura e confortável para o paciente. Não é necessário retirar a bolsa durante o banho de banheira, chuveiro ou piscina.</li> <li>• Orifício inicial que pode ser ampliado para acomodar estomas de qualquer formato e tamanho até um diâmetro máximo de 25mm.</li> <li>• Válvula anti-refluxo de maneira que a urina possa fluir livremente para a bolsa coletora sem que retorne em direção ao estoma.</li> <li>• As bolsas infantis Little Ones são projetadas especificamente para uso pediátrico.</li> </ul>
<b>Recomendações de Uso</b>	<b>Antes de utilizar o produto recomendamos ler a instrução de uso que o acompanha na embalagem.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• A aplicação cuidadosa das bolsas ajudará a proteger a pele periestoma contra a irritação causada pelos efluentes.</li> </ul>

