


FICHA TÉCNICA
SUR-FIT® Plus Placa Protetora de Pele Flexível

Nome Genérico	Placa protetora de pele para sistema de duas peças com flange de encaixe
Nome Comercial	SUR-FIT® Plus Placa Protetora de Pele
Imagem	
Descrição	As placas protetoras de pele SUR-FIT® Plus foram desenvolvidas para cuidado e proteção da pele que envolve um estoma, contra efluentes corporais. As placas protetoras de pele são planas, pré-cortadas, com resina Stomahesive® modificada, flange de baixo perfil, para sistema de duas peças com flange de encaixe.
Marca	SUR-FIT® Stomahesive® ConvaTec®
Fabricante	ConvaTec Limited – Reino Unido ConvaTec Dominican Republic, Inc. - República Dominicana
Composição do Produto	Placas adesivas: As placas adesivas são moldadas utilizando-se a massa Stomahesive® modificada, composta de gelatina, pectina, carboximetilcelulose sódica, óleo mineral e poliisobutileno. Flange: polietileno para encaixe no flange da bolsa coletora.
Características e Ações do Produto	<ul style="list-style-type: none"> • A placa adesiva fixa a bolsa coletora ao estoma por contato direto com a pele periestoma ao mesmo tempo que protege a pele do contato com efluentes. • Proteção da pele: substâncias hidrocolóides absorvem a umidade e têm a capacidade de regenerar a pele irritada. • O sistema de duas peças oferece a flexibilidade de colocação da bolsa coletora sem necessidade de remover a placa protetora da pele. • O sistema SUR-FIT® Plus com flange foi principalmente concebido para utilização no pós-operatório imediato, quando o abdômen está edemaciado e dolorido • O flange apresenta 8 pontos de fixação para proporcionar maior segurança e adaptação. • Acompanha guia de medida de estoma.
Recomendações de Uso	<p>Antes de utilizar o produto recomendamos ler a instrução de uso que o acompanha na embalagem.</p> <p>As placas protetoras de pele SUR-FIT® Plus são parte integrante do sistema de duas peças para ostomia com flange. Este sistema consiste de dois itens básicos separados: a placa adesiva protetora de pele e a bolsa coletora. O sistema de duas peças oferece a flexibilidade de colocação da bolsa coletora sem necessidade de remover a placa protetora da pele.</p> <p>As placas protetoras de pele SUR-FIT® Plus devem ser utilizadas em conjunto com os modelos de placa protetora SUR-FIT® Plus disponíveis, as quais são vendidas separadamente e são de uso exclusivo com as bolsas coletoras SUR-FIT® Plus.</p> <p>As bolsas coletoras armazenam os efluentes dos estomas e a placa adesiva fixa a bolsa coletora ao estoma por contato direto com a pele periestoma ao mesmo tempo que protege a pele do contato com os efluentes. A placa protetora que fica aderida à pele</p>

	possui um flange plástico, um tipo de fecho de pressão que permite o encaixe no flange compatível da bolsa coletora. O flange das bolsas possui um sistema de 8 pontos de fixação para conexão ao flange da placa protetora.			
Cuidados de Conservação	Armazenar entre 10° e 30°C. Conservar em local seco e evitar umidade elevada.			
Registro Sanitário	Cadastro ANVISA: 80523029010 / 80523029012 (ambos os cadastros são válidos)			
NCM	3006.91.10			
Placas Flexível Plana				
Código ICC	Brasíndice	SIMPRO	Diâmetro Flange	Quantidade por Caixa
125137	1197844	265807	32 mm	5 placas
125138	1197845	265809	38 mm	5 placas
125139	1197846	265813	45 mm	5 placas
125140	1197847	265815	57 mm	5 placas
400965	1197848	265816	70 mm	5 placas