

# Forração Ortopédica Gel Quadrada



**Código:** COD 1012

## Descrição:

- **MODELO:** Forração Ortopédica Gel Quadrada.
- **MEDIDAS:** 45cm x 45cm (Aproximadamente).
- **COR:** Azul.
- **COMPOSIÇÃO:** Policloreto de vinila, 100% virgem e atóxico.
- **QUANTIDADE:** 01 peça.
- **PESO LÍQUIDO:** 3,300 KG / PESO BRUTO: 3,450 KG (Aproximadamente).
- **GARANTIA:** 90 dias, a partir da data da emissão do documento fiscal de venda.
- Maior resistência, elasticidade e durabilidade.
- Manta térmica evita o frio ou calor excessivo.
- Polímero Carboxivinílico, Conservantes, Espessante e Água Deionizada e Corante (Resolução RDC N 59 de 27 de junho de 2000 ANVISA/MS)(Produto
- **Registrado na ANVISA – Registro n 80122200001).**

## INDICAÇÕES:

- São as mais indicadas para pessoas que passam muito tempo sentadas.
- Usuários de cadeiras de rodas.
- Pessoas com má circulação de sangue.
- Ajuda a evitar o aparecimento de escaras (feridas).
- Proporciona excelentes confortos para pacientes em pós operatórios.

## PRINCIPAIS BENEFÍCIOS:

- Não causam alergias.
- Indefornável, mantendo sempre o mesmo apoio macio e uniforme.
- Não causa distúrbios na estrutura óssea ou no fluxo sanguíneo, se adaptando ao formato do corpo.
- Tem a sua (densidade) maciez determinada pelo gel em seu interior.
- Fornece um excelente relaxamento muscular.
- Higiénica, é uma auxiliar eficaz contra a infecção hospitalar.
- Imprescindível no tratamento das escaras já existente.

## SUGESTÕES E PRECAUÇÕES ÚTEIS.

- Limpar apenas com água e sabão neutro ou álcool 70°.
- Evitar objetos pontiagudos.
- Evitar sentar de forma abrupta faça-o de maneira suave.
- Nunca remova a forração com paciente sobre o mesmo.
- Não torcer, não esticar, não puxar, não sacudir, não ferver e nem autoclavar.