



CIRÚRGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA.

Rua Joaquim Piza, 130/132 – Cambuci - CEP: 01528-010 – São Paulo – SP

Tel: (0XX11) 3207-1522 – Fax: (0XX11) 3207-8549

Site: www.cirurgicabrasil.com.br - e-mail:

irurgicabrasil@irurgicabrasil.com.br

LAUDO TÉCNICO

PRODUTO: PAPAGAIO PLÁSTICO TAYLOR® COM TAMPA
REGISTRO NA ANVISA MS: ISENTO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


Matéria-prima: Polipropileno (PP)

Graduado: 1000 mL (cada 100 mL)

Alça – ok

Tampa – ok

Gradação – ok



Definição: é um dispositivo externo destinado para homens na coleta da eliminação urinária para pacientes que não podem sair do leito/cama (pacientes acamados).

INSTRUÇÃO DE USO:

1. Explicar o procedimento ao paciente;
2. Lavar as mãos;
3. Verificar se o papagaio está limpo e seco;

Observação: Cada paciente deve utilizar o seu próprio papagaio plástico.

4. Posicionar o órgão genital masculino dentro do orifício do papagaio plástico;
5. Aguardar que o paciente realize a eliminação urinária;
6. Retirar cuidadosamente o papagaio plástico;
7. Eliminar o conteúdo urinário em vaso sanitário;
8. Lavar em água corrente o papagaio plástico com água e sabão;
9. Deixar secar.

Raquel Pinto de Toledo
Controle da Qualidade