



## Suporte para Coletores Perfurocortante Descarpack

### DESCRIÇÃO

Os **Suportes para Coletores Perfurocortantes Descarpack** não utilizados para a fixação dos Coletores para Material Perfurocortantes Descarpack, facilitando assim o uso.

Disponíveis para todos os tamanhos de Coletores de Papelão e para os Coletores Rígidos para Materiais Perfurocortantes Descarpack 7,0 L e 13,0 L. Acompanham parafusos e buchas para que possam ser fixados nas paredes, já os modelos de suporte para Coletores para Material Perfurocortantes Descarpack de 1,5 L e Coletores Rígidos para Materiais Perfurocortantes Descarpack 7,0 L e 13 L acompanham além de parafusos e buchas, ventosas para que possam ser fixados em bancadas.

Os **Suportes para Coletores Perfurocortantes Descarpack** trazem a resistência e segurança necessárias para o profissional de saúde que o utilizar, por serem confeccionados de arame tipo BTC.

### PRODUTO



**Produto Dispensado de Registro do MS por não ser considerado um produto para saúde**

## INDICAÇÃO DE USO

Os **Suportes para Coletores Perfurocortantes Descarpack** foram especialmente desenvolvidos para os Coletores para Material Perfurocortantes Descarpack e Coletor Rígido para Material Perfurocortante Descarpack 7,0 L e 13,0 L, seguindo as recomendações da NR 32.

## TAMANHOS DISPONÍVEIS

Os **Suportes para Coletores Perfurocortantes Descarpack** estão disponíveis na cor branca e nos modelos para os tamanhos de coletores de: 1,5 L, 3,0 L, 7,0 L, 13,0 L, 30 L e para o modelo de 7,0 L e 13,0 L do coletor rígido.

## COMPOSIÇÃO

**Seringa:**

- ❖ **Suporte:** Arame tipo BTC.

## VALIDADE

Indeterminada.

## APRESENTAÇÃO DO PRODUTO

Tamanho	Código	Qtde. Cixa Máster
1,5 L	0050601	5 unidades
3,0 L	0050101	5 unidades
7,0 L	0050201	5 unidades
13,0 L	0050301	5 unidades
20,0 L	0050401	5 unidades
Coletor Rígido 7,0 L e 13,0 L	0050701	5 unidades

## INSTRUÇÕES DE USO

- ❖ Fixar o Suporte onde for apropriado para uso;
- ❖ Acondicionar Coletor Perfurocortante correspondente ao tamanho do suporte;
- ❖ Após o coletor ser preenchido até linha de limite de enchimento, descartar-o seguindo as diretrizes de gerenciamento de resíduos.

## **ADVERTÊNCIAS/ PRECAUÇÕES**

---

- ❖ Antes de utilizar leia atentamente as instruções de uso;
- ❖ Verificar se o suporte foi corretamente fixado a parede;
- ❖ Nunca exceda o limite de enchimento do coletor. Feche a tampa com segurança quando a linha de preenchimento for alcançada;
- ❖ Este produto não é considerado um produto para saúde.

## **ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE**

---

As embalagens contendo os produtos devem ser armazenadas e transportadas em temperatura de 4 a 40°C, evitando exposição direta ao calor, luz e umidade. A validade do produto é garantida enquanto as embalagens permanecerem íntegras, dentro do prazo de validade estabelecido na rotulagem do produto. Para que isto aconteça, é preciso que os devidos cuidados de armazenagem e transporte sejam tomados.