


faca para enxerto

blair knife for grafting



faca para retirada de enxerto de pele com graduador de espessura
blair knife for the removal of skin grafting with thickness gauge

6 polegadas / 6 inches

▶ **R 063-1**

4 polegadas / 4 inches

▶ **R 063-2**

lâminas avulsas
spare blades

6 polegadas (15cm) - caixas com 5 unidades
6 inches - boxes with 5 units

▶ **R 064-1**

4 polegadas (10cm) - caixas com 5 unidades
4 inches - boxes with 5 units

▶ **R 064-2**



Cada faca é fornecida com uma lâmina montada e um estojo de metal para esterilização.

Para desmontar a faca, retire o parafuso recartilhado.

Para recolocação do parafuso, certifique-se que a fenda do mesmo esteja sempre para o lado de fora.

Each knife is supplied with an assembled blade and a stainless steel case for sterilization.

To disassembly the knife, remove the repriming screw.

For the replacement of the screw, observe that its gape is always set towards the outer side.