

**FICHA TÉCNICA**
**ConvaTec® Cinto Ajustável para Ostomia**

<b>Nome Genérico</b>	Cinto ajustável para ostomia				
<b>Nome Comercial</b>	ConvaTec® Cinto Ajustável para Ostomia				
<b>Imagem</b>					
<b>Descrição</b>	O Cinto Ajustável para Ostomia destina-se a fornecer uma estabilidade adicional quando da utilização de bolsas coletoras. O cinto é preso às bolsas, fixando seus fechos à presilha ou ao suporte para bolsas.				
<b>Marca</b>	ConvaTec®				
<b>Fabricante</b>	ConvaTec Inc. – Estados Unidos ConvaTec Dominican Republic Inc. – República Dominicana				
<b>Composição do Produto</b>	Nylon elástico branco, ligado com fita 100% algodão e costurado com fio de poliéster. Possui fivela para ajuste e fecho de plástico.				
<b>Características do Produto</b>	<p><b>Segurança:</b> O cinto fornece estabilidade adicional, com maior suporte e segurança ao paciente, principalmente aos pacientes que necessitam de convexidade.</p> <p><b>Ajustável:</b> O cinto é elástico e ajustável podendo se alargar até 160 cm.</p>				
<b>Recomendações de Uso</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Encaixe uma extremidade do cinto à presilha das bolsas de ostomia ou ao suporte para bolsas de ostomia, já fixadas ao abdômen.</li> <li>2) Passe o cinto ao redor da cintura e encaixe a outra extremidade do cinto à presilha correspondente.</li> <li>3) Ajuste o comprimento do cinto ao redor da cintura de forma que proporcione segurança e conforto ao usuário.</li> </ol>				
<b>Cuidados de Armazenamento</b>	Não requer condições especiais de armazenamento.				
<b>Registro Sanitário</b>	Cadastro ANVISA: 80523029002				
<b>NCM</b>	9021.90.99				
	<b>Código ICC</b>	<b>Brasíndice</b>	<b>SIMPRO</b>	<b>Tamanho</b>	<b>Apresentação</b>
	175507	1197894	283596	2,54cm x 106 cm	1 unidade