



FICHA TÉCNICA

1- CARACTERIZAÇÃO DO PRODUTO:

Nome técnico:

Ataduras – (Código Anvisa.2501110)

Nome comercial:

Atadura Ortopédica Neve

Registro do Produto / Classe:

Nº de Registro na anvisa: 81855830009 / Classe I

Responsável Técnico: Ramon Teles Marques CRQ IV REGIÃO- 04265845

MODELOS FABRICADOS E COMERCIALIZADOS:

- 6 cm x 1,0 m; 7,5 cm x 1,0 m; 8 cm x 1,0 m; 10 cm x 1,0 m; 12 cm x 1,0 m; 15 cm x 1,0 m; 20 cm x 1,0 m; 25 cm x 1,0 m; 30 cm x 1,0 m.
- 6 cm x 1,5 m; 7,5 cm x 1,5 m; 8 cm x 1,5 m; 10 cm x 1,5 m; 12 cm x 1,5 m; 15 cm x 1,5 m; 20 cm x 1,5 m; 25 cm x 1,5 m; 30 cm x 1,5 m.
- 6 cm x 1,8 m; 7,5 cm x 1,8 m; 8 cm x 1,8 m; 10 cm x 1,8 m; 12 cm x 1,8 m; 15 cm x 1,8 m; 20 cm x 1,8 m; 25 cm x 1,8 m; 30 cm x 1,8 m.
- 6 cm x 2,2 m; 7,5 cm x 2,2 m; 8 cm x 2,2 m; 10 cm x 2,2 m; 12 cm x 2,2 m; 15 cm x 2,2 m; 20 cm x 2,2 m; 25 cm x 2,2 m; 30 cm x 2,2 m.
- 6 cm x 3,6 m; 7,5 cm x 3,6 m; 8 cm x 3,6 m; 10 cm x 3,6 m; 12 cm x 3,6 m; 15 cm x 3,6 m; 20 cm x 3,6 m; 25 cm x 3,6 m; 30 cm x 3,6 m.
- 6 cm x 5,0 m; 7,5 cm x 5,0 m; 8 cm x 5,0 m; 10 cm x 5,0 m; 12 cm x 5,0 m; 15 cm x 5,0 m; 20 cm x 5,0 m; 25 cm x 5,0 m; 30 cm x 5,0 m.



Apresentação comercial do produto:

A atadura Ortopédica Neve será apresentada e comercializada em forma de rolo, embalado individualmente em embalagem flow pack e acondicionado em caixas de papelão ondulado. A atadura atadura ortopédica pode ser comercializado contendo de 1 a 12 unidades nas dimensões:

Composição:

As Ataduras Ortopédica Neve são confeccionadas em composição de 70% fibra de poliéster e 30% fibra viscose. em camadas contínuas e uniformes.

Descrição geral e especificação técnica:

A Atadura Ortopédica Neve é confeccionada em poliéster e viscose, o que dá ao produto maciês, resistência e maleabilidade proporcionando melhor acolchoamento e proteção das proeminências ósseas e evita a formação de áreas de pressão.

2. INDICAÇÃO DE USO / FINALIDADE:

Indicado para uso em procedimentos de imobilização com aparelho gessado Tem a finalidade de promover o acolchoamento do membro ou parte a ser imobilizada protegendo as proeminências ósseas evitando áreas de pressão. Deve ser aplicado entre a malha tubular e o imobilizador.

3. PRECAUÇÕES

As Ataduras de Algodão Ortopédico Neve são indicadas para acolchoamento do membro a ser imobilizado na confecção do aparelho gessado, protegendo as proeminências ósseas e evitando áreas de pressão.

E ADVERTÊNCIAS:

- * Não utilizar o produto caso a embalagem esteja danificada, aberta ou úmida.
- * Produto Não Estéril
- * Não Aplicar diretamente sobre a pele
- * Não Reprocessar

4. VALIDADE:



05 anos após a data de fabricação, se armazenando em local adequado

5. ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE:

O produto deve ser armazenado e transportado em local limpo, seco e em temperatura ambiente, protegido da luz solar. De forma a proteger a integridade física e funcional do produto e de sua embalagem.

6. ELABORAÇÃO:

RAMON TELES MARQUES

RESPONSÁVEL TÉCNICO / REGULATÓRIO

SAMILLY RODRIGUES

ENGENHARIA

ISMAEL MENDES

GESTÃO DA QUALIDADE