

1. DADOS DO PRODUTO

Nome do Produto: ESPÉCULO VAGINAL *COLLINS*

NCM: 9018.90.99

Códigos Produto:

PRODUTO	REGISTRO ANVISA	CÓDIGO REFERÊNCIA	CÓDIGO SIMPRO
Especulo Pequeno Estéril	10237610153	900100921	285426
Espéculo Pequeno Não estéril	10237610151	900100211	285427
Espéculo Médio Estéril	10237610153	905400921	285424
Espéculo Médio Não estéril	10237610151	905400211	285425
Espéculo Grande Estéril	10237610153	900700921	289850
Espéculo Grande Não Estéril	10237610151	900700212	285423

2. IMAGEM



Espéculo P



Espéculo M



Espéculo G

3. DESCRIÇÃO

Espéculo vaginal descartável modelo *Collins*, indicado para visualização da cavidade vaginal e colo uterino para exame especular ginecológico, colposcopia, coleta de material biológico para exames e/ou outros procedimentos específicos destes órgãos.

4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Instrumental atóxico, transparente/translúcido, com parafuso (borboleta) acoplado.

Matéria prima valvas: poliestireno cristal.

Matéria prima parafuso: poliacetal na cor laranja

Dimensões:

Tamanhos	Comprimento largura proximal	Comprimento largura distal	Comprimento eixo longitudinal	Comprimento Total
PEQUENO	22 mm	22mm	80mm	143mm
MÉDIO	25mm	28mm	95mm	156mm
GRANDE	29mm	32mm	110mm	170mm

5. APRESENTAÇÃO COMERCIAL E EMBALAGEM

PRODUTO	ESTERILIZAÇÃO	TIPO DE EMBALAGEM	APRESENTAÇÃO COMERCIAL	MÚLTIPLO POR EXPEDIÇÃO	QUANTIDADE POR CAIXA
900100921	Estétil ETO	Papel grau cirúrgico e filme plástico	Peça	216	216
900100211	Não estétil	BOPP	Peça	100	400
905400921	Estétil ETO	Papel grau cirúrgico e filme plástico	Peça	180	180
905400211	Não estétil	BOPP	Peça	100	400
900700921	Estétil ETO	Papel grau cirúrgico e filme plástico	Peça	120	120
900700212	Não estétil	BOPP	Peça	50	300

6. INSTRUÇÕES DE USO

De acordo com a técnica de domínio do profissional de saúde para realização de exame especular ginecológico e/ou demais procedimentos ginecológicos na cavidade vaginal.

7. VALIDADE PRODUTO E ESTERILIZAÇÃO

Dois (2) anos ou até abertura da embalagem e/ou violação da mesma.

8. ARMAZENAMENTO

Armazenar em local fechado, temperatura ambiente, livre de umidade, elevado do solo.

9. ADVERTÊNCIAS, PRECAUÇÕES E CONTRAINDICAÇÕES

- Verifique a integridade da embalagem antes de usar. Não utilizar se a embalagem estiver violada, danificada ou molhada.
- Produto de uso único, descartável, destruir após o uso. O descarte deve seguir as normas de biossegurança para lixo hospitalar contaminado.
- A escolha do tamanho do espécuro está diretamente relacionada com exame físico e/ou toque vaginal anterior.
- Não há contraindicações conhecidas.

10. CERTIFICAÇÕES

Empresa com controle e garantia total de qualidade de acordo com as normativas nacionais da RDC 16/2013 e internacionais da ISO13485.

11. FABRICANTE

Kolplast CI SA

Estrada Municipal Benedito de Souza, 418. Bairro da Mina, Itupeva – SP.

CNPJ: 59.231.530/0001-93

Indústria Brasileira