

## 1. DADOS DO PRODUTO

**Nome do produto:** ESPÉCULO VAGINAL COLLIN DESCARTÁVEL VAGISPEC COM LUBRIFICAÇÃO

**NCM:** 3926.90.40

**Códigos Produto:**

PRODUTO	REGISTRO ANVISA	CÓDIGO REFERÊNCIA
Espéculo Lubrificado P	10237610153	900100923
Espéculo Lubrificado M		905400923
Espéculo Lubrificado M NN		905400925
Espéculo Lubrificado G		900700923

## 2. IMAGEM



### 3. DESCRIÇÃO

Espéculo vaginal descartável modelo Collin, com as valvas lubrificadas com silicone. Indicado para visualização da cavidade vaginal e colo uterino e, coleta de exames e/ou outros procedimentos específicos destes órgãos.

### 4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Instrumental atóxico, transparente, com parafuso (borboleta) acoplado. As valvas são lubrificadas com silicone de grau médico.

Matéria prima valvas: poliestireno cristal.

Parafuso: poliacetal na cor laranja

#### Dimensões

Tamanhos	Comprimento largura proximal	Comprimento largura distal	Comprimento eixo longitudinal	Comprimento Total
PEQUENO	22 mm	22 mm	100 mm	142 mm
MÉDIO	25 mm	28 mm	95 mm	156 mm
MÉDIO NN	24,5 mm	29,5 mm	110 mm	155 mm
GRANDE	30 mm	33,5 mm	116 mm	166 mm

### 5. ESTERILIZAÇÃO, EMBALAGEM E APRESENTAÇÃO COMERCIAL

PRODUTO	ESTERILIZAÇÃO	TIPO DE EMBALAGEM	APRESENTAÇÃO COMERCIAL	MÚTIPO DE EXPEDIÇÃO	QUANTIDADE POR CAIXA
900100923	Estéril em Radiação	Filme plástico Easy Open	Peça	216	216
905400923	Estéril em Radiação	Filme plástico Easy Open	Peça	180	180
905400925	Estéril em Radiação	Filme plástico Easy Open	Peça	198	198
900700923	Estéril em ETO	Papel grau cirúrgico e filme plástico	Peça	144	144

### 6. INSTRUÇÕES DE USO

De acordo com a técnica de domínio do profissional de saúde para realização de exame especular ginecológico e/ou demais procedimentos ginecológicos na cavidade vaginal.

#### **7. VALIDADE PRODUTO E ESTERILIZAÇÃO**

Dois (2) anos ou até abertura da embalagem e/ou violação da mesma.

#### **8. ARMAZENAMENTO**

Armazenar em local fechado, temperatura ambiente, livre de umidade, elevado do solo.

#### **9. ADVERTÊNCIAS, PRECAUÇÕES E CONTRAINDICAÇÕES**

- Verifique a integridade da embalagem antes de usar. Não utilizar se a embalagem estiver violada, danificada ou molhada.
- Produto de uso único, descartável, destruir após o uso. O descarte deve seguir as normas de biossegurança para lixo hospitalar contaminado.
- A escolha do tamanho do espéculo está diretamente relacionada com exame físico e/ou toque vaginal anterior.
- Não há contraindicações conhecidas.

#### **10. CERTIFICAÇÕES**

Empresa com controle e garantia total de qualidade de acordo com as normativas nacionais da RDC 16/2013 e internacionais da ISO13485.

#### **11. FABRICANTE**

Kolplast CI SA

Estrada Municipal Benedito de Souza, 418. Bairro da Mina, Itupeva – SP.

CNPJ: 59.231.530/0001-93

Indústria Brasileira