

## 1. DADOS DO PRODUTO

Nome do produto: ESPÉCULO VAGINAL *COLLINS* COM LUBRIFICAÇÃO

NCM: 3926.90.40

Códigos Produto:

PRODUTO	REGISTRO ANVISA	CÓDIGO REFERÊNCIA
Espéculo Lubrificado P	10237610153	900100923
Espéculo Lubrificado M		905400923
Espéculo Lubrificado G		900700922

## 2. IMAGEM



### 3. DESCRIÇÃO

Espéculo vaginal descartável modelo *Collins*, com as valvas lubrificadas com silicone. Indicado para visualização da cavidade vaginal e colo uterino e, coleta de exames e/ou outros procedimentos específicos destes órgãos.

### 4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Instrumental atóxico, transparente, com parafuso (borboleta) acoplado. As valvas são lubrificadas com silicone de grau médico.

Matéria prima valvas: poliestireno cristal.

Parafuso: poliacetal na cor laranja

#### Dimensões

Tamanhos	Comprimento largura proximal	Comprimento largura distal	Comprimento eixo longitudinal	Comprimento Total
PEQUENO	22 mm	22mm	80mm	143mm
MÉDIO	25mm	28mm	95mm	156mm
GRANDE	29mm	32mm	110mm	170mm

### 5. ESTERILIZAÇÃO, EMBALAGEM E APRESENTAÇÃO COMERCIAL

PRODUTO	ESTERILIZAÇÃO	TIPO DE EMBALAGEM	APRESENTAÇÃO COMERCIAL	MÚTIPLA DE EXPEDIÇÃO	QUANTIDADE POR CAIXA
900100923	Estéril em Radiação	Filme plástico Easy Open	Peça	216	216
905400923	Estéril em Radiação	Filme plástico Easy Open	Peça	180	180
900700922	Estéril em ETO	Papel grau cirúrgico e filme plástico	Peça	120	120

### 6. INSTRUÇÕES DE USO

De acordo com a técnica de domínio do profissional de saúde para realização de exame especular ginecológico e/ou demais procedimentos ginecológicos na cavidade vaginal.

### 7. VALIDADE PRODUTO E ESTERILIZAÇÃO

Dois (2) anos ou até abertura da embalagem e/ou violação da mesma.

### 8. ARMAZENAMENTO

Armazenar em local fechado, temperatura ambiente, livre de umidade, elevado do solo.

### 9. ADVERTÊNCIAS, PRECAUÇÕES E CONTRAINDICAÇÕES



## DESCRITIVO TÉCNICO DE PRODUTO



- Verifique a integridade da embalagem antes de usar. Não utilizar se a embalagem estiver violada, danificada ou molhada.
- Produto de uso único, descartável, destruir após o uso. O descarte deve seguir as normas de biossegurança para lixo hospitalar contaminado.
- A escolha do tamanho do espéculo está diretamente relacionada com exame físico e/ou toque vaginal anterior.
- Não há contraindicações conhecidas.

### 10. CERTIFICAÇÕES

Empresa com controle e garantia total de qualidade de acordo com as normativas nacionais da RDC 16/2013 e internacionais da ISO13485.

### 11. FABRICANTE

Kolplast CI SA

Estrada Municipal Benedito de Souza, 418. Bairro da Mina, Itupeva – SP.

CNPJ: 59.231.530/0001-93

Indústria Brasileira