



## FICHA TÉCNICA

### BLOOD STOP REDONDO BEGE (Cartucho c/ 500 un)

**CÓDIGO: 2001**

#### Dados do Produto

- ✓ Registro: 1.015891.0009
- ✓ Finalidade: Bandagem para estancamento de sangue.
- ✓ Apresentação: 500 unidades.
- ✓ Segurança: Produto Hipoalergênico e Dermatologicamente testado.
- ✓ Composição: Não tecido de viscose e poliéster com adesivo termoplástico e papel siliconado.
- ✓ Validade: 36 meses após a data de fabricação.
- ✓ Armazenamento, Conservação: Armazenar e conservar em local seco e fresco ao abrigo da luz direta e umidade.
- ✓ *Instruções de Uso:*
  - Retire o lacre da embalagem, segure no local indicado, puxe a fita, destaque a bandagem e aplique no local.

O fabricante recomenda o uso único.

- ✓ Código de barras: 7 897018 520100
- ✓ Classificação Fiscal: 3005.9090
- ✓ Dimensão da Embalagem:
  - Comprimento: 9,9cm
  - Largura: 3,2cm
  - Altura: 10,3cm

AMP Produtos Terapêuticos Ltda.  
Rua Cesário Ramalho, 615 – Cambuci – São Paulo - SP  
Fone: (11) 3277-8566

Revisão 04\_18out19\_ Farmacêutica Responsável



## FICHA TÉCNICA

### BLOOD STOP REDONDO BEGE (Embalagem Plástica c/ 200 un)

**CÓDIGO: 2002**

#### Dados do Produto

- ✓ Registro: 1.015891.0009
- ✓ Finalidade: Bandagem para estancamento de sangue.
- ✓ Apresentação: 200 unidades.
- ✓ Segurança: Produto Hipoalergênico e Dermatologicamente testado.
- ✓ Composição: Não tecido de viscose e poliéster com adesivo termoplástico e papel siliconado.
- ✓ Validade: 36 meses após a data de fabricação.
- ✓ Armazenamento, Conservação: Armazenar e conservar em local seco e fresco ao abrigo da luz direta e umidade.
- ✓ *Instruções de Uso:*
  - Retire o lacre, puxe a fita e aplique no local.

O fabricante recomenda o uso único.

- ✓ Código de barras: 7 897018 520025
- ✓ Classificação Fiscal: 3005.9090
- ✓ Dimensão da Embalagem:
  - Comprimento: 7,9cm
  - Largura: 3,4cm
  - Altura: 8,2cm

AMP Produtos Terapêuticos Ltda.  
Rua Cesário Ramalho, 615 – Cambuci – São Paulo - SP  
Fone: (11) 3277-8566

Revisão 04\_18out19\_ Farmacêutica Responsável



## FICHA TÉCNICA

### BLOOD STOP REDONDO BEGE (Cartucho c/ 50 un)

**CÓDIGO: 2020**

#### Dados do Produto

- ✓ Registro: 1.015891.0009
- ✓ Finalidade: Bandagem para estancamento de sangue.
- ✓ Apresentação: 50 unidades.
- ✓ Segurança: Produto Hipoalergênico e Dermatologicamente testado.
- ✓ Composição: Não tecido de viscose e poliéster com adesivo termoplástico e papel siliconado.
- ✓ Validade: 36 meses após a data de fabricação.
- ✓ Armazenamento, Conservação: Armazenar e conservar em local seco e fresco ao abrigo da luz direta e umidade.

#### *Instruções de Uso:*

- Retire o lacre da embalagem, segure no local indicado, puxe a fita, destaque a bandagem e aplique no local.

O fabricante recomenda o uso único.

- ✓ Código de barras: 7 897018 520322
- ✓ Classificação Fiscal: 3005.9090
- ✓ Dimensão da Embalagem:
  - Comprimento: 6,0 cm
  - Largura: 3,2 cm
  - Altura: 6,0 cm

AMP Produtos Terapêuticos Ltda.  
Rua Cesário Ramalho, 615 – Cambuci – São Paulo - SP  
Fone: (11) 3277-8566

Revisão 04\_18out19\_ Farmacêutica Responsável



## FICHA TÉCNICA

### BLOOD STOP REDONDO DIVERTIDO (Cartucho c/ 500 un)

**CÓDIGO: 2003**

#### Dados do Produto

- ✓ Registro: 1.015891.0009
- ✓ Finalidade: Bandagem para estancamento de sangue.
- ✓ Apresentação: 500 unidades.
- ✓ Segurança: Produto Hipoalergênico e Dermatologicamente testado.
- ✓ Composição: Não tecido de viscose e poliéster com adesivo termoplástico e papel siliconado.
- ✓ Validade: 12 meses após a data de fabricação.
- ✓ Armazenamento, Conservação: Armazenar e conservar em local seco e fresco ao abrigo da luz direta e umidade.
- ✓ *Instruções de Uso:*
  - Retire o lacre da embalagem, segure no local indicado, puxe a fita, destaque a bandagem e aplique no local.

O fabricante recomenda o uso único.

- ✓ Código de barras: 7 897018 520193
- ✓ Classificação Fiscal: 3005.9090
- ✓ Dimensão da Embalagem:
  - Comprimento: 9,9cm
  - Largura: 3,2cm
  - Altura: 10,3cm

AMP Produtos Terapêuticos Ltda.  
Rua Cesário Ramalho, 615 – Cambuci – São Paulo - SP  
Fone: (11) 3277-8566

Revisão 04\_18out19\_ Farmacêutica Responsável



## FICHA TÉCNICA

### BLOOD STOP REDONDO DIVERTIDO (Cartucho c/ 50 un)

**CÓDIGO: 2021**

#### **Dados do Produto**

- ✓ Registro: 1.015891.0009
- ✓ Finalidade: Bandagem para estancamento de sangue.
- ✓ Apresentação: 50 unidades.
- ✓ Segurança: Produto Hipoalergênico e Dermatologicamente testado.
- ✓ Composição: Não-tecido de viscose e poliéster com adesivo termoplástico e papel siliconado.
- ✓ Validade: 12 meses após a data de fabricação.
- ✓ Armazenamento, Conservação: Armazenar e conservar em local seco e fresco ao abrigo da luz direta e umidade.

#### *Instruções de Uso:*

- Retire o lacre da embalagem, segure no local indicado, puxe a fita, destaque a bandagem e aplique no local.

O fabricante recomenda o uso único.

- ✓ Código de barras: 7 897018 520278
- ✓ Classificação Fiscal: 3005.9090
- ✓ Dimensão da Embalagem:
  - Comprimento: 6,0 cm
  - Largura: 3,2 cm
  - Altura: 6,0 cm

AMP Produtos Terapêuticos Ltda.  
Rua Cesário Ramalho, 615 – Cambuci – São Paulo - SP  
Fone: (11) 3277-8566

*Revisão 04\_18out19\_ Farmacêutica Responsável*



## FICHA TÉCNICA

### BLOOD STOP REDONDO MARCAS (Cartucho c/ 500 un)

**CÓDIGO: 2006**

#### Dados do Produto

- ✓ Registro: 1.015891.0009
- ✓ Finalidade: Bandagem para estancamento de sangue.
- ✓ Apresentação: 500 unidades.
- ✓ Segurança: Produto Hipoalergênico e Dermatologicamente testado.
- ✓ Composição: Não tecido de viscose e poliéster com adesivo termoplástico e papel siliconado.
- ✓ Validade: 12 meses após a data de fabricação.
- ✓ Armazenamento, Conservação: Armazenar e conservar em local seco e fresco ao abrigo da luz direta e umidade.

✓ *Instruções de Uso:*

- Retire o lacre da embalagem, segure no local indicado, puxe a fita, destaque a bandagem e aplique no local.

O fabricante recomenda o uso único.

- ✓ Código de barras: 7897018520070
- ✓ Classificação Fiscal: 3005.9090
- ✓ Dimensão da Embalagem:

- Comprimento: 9,9cm
- Largura: 3,2cm
- Altura: 10,3cm

AMP Produtos Terapêuticos Ltda.  
Rua Cesário Ramalho, 615 – Cambuci – São Paulo - SP  
Fone: (11) 3277-8566

Revisão 04\_18out19\_ Farmacêutica Responsável

### DESCRITIVO

#### BANDAGEM ANTISSÉPTICA


Descrição: Composta de duas partes: 1. Bandagem propriamente dita: de poliéster e algodão ou material compatível, que permita que a pele receba aeração; material anti-séptico e antialérgico; formato circular ou quadrado, com aproximadamente 2cm x 2cm; 2. Camada adesivahipoalergênica, com boa adesividade. Cor: Bege.

Indicações: Nos procedimentos de coleta de sangue e finalização dos procedimentos de exames laboratoriais e aplicação de imunobiológicos. Uso único.

Embalagem: Caixa com 500 unidades. O produto deverá ser acondicionado conforme a praxe do fabricante, garantindo sua integridade até o uso. Rotulado de acordo com a legislação em vigor.

Exigências adicionais: No momento da entrega na Unidade requisitante, o produto deverá ter validade de, no mínimo, 12 (doze) meses.

#### DESENHO TÉCNICO DO PRODUTO



Blood Stop Redondo Bege