

1. DADOS DO PRODUTO

Nome do produto: ANUSCÓPIO

NCM: 9018.90.99

Códigos Produto:

| TAMANHOS | REGISTRO ANVISA | CÓDIGO REFERÊNCIA | CÓDIGO SIMPRO | CÓDIGO SIAFÍSICO |
|----------------------|-----------------|-------------------|---------------|------------------|
| Anuscópio com janela | 10237610004 | ANA | 4075003 | 4591267 |
| Anuscópio sem janela | | ANF | 0000994 | 4591275 |

2. IMAGEM



Anuscópio sem janela



Anuscópio com janela

3. DESCRIÇÃO

Anuscópio descartável indicado para exame de anoscopia.

4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Instrumental atóxico, composto por duas peças: corpo e êmbolo. Corpo transparente, com abas laterais para encaixe do sistema (fonte) de iluminação, e, opção de fenestrada na porção distal. Êmbolo sua porção distal em formato de fenda, e na porção proximal aro para melhor manuseio do mesmo.

Matéria prima corpo do anuscópio: poliestireno cristal.

Matéria prima embolo e ponteira do embolo: poliestireno.

Dimensões:

| MODELOS | DIAMETRO PROXIMAL | DIAMETRO DISTAL | COMPRIMENTO CORPO | COMPRIMENTO EMBOLO | FENESTRA | COR DO EMBOLO |
|---------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------------|--------------|---------------|
| ANA | 3,5 cm | 1,8 cm | 8,9 cm | 14,5 cm | 2,2 x 1,5 cm | Azul |
| ANF | 3,5 cm | 1,8 cm | 8,9 cm | 14,5 cm | - | Branco |

5. ESTERILIZAÇÃO, EMBALAGEM E APRESENTAÇÃO COMERCIAL

| PRODUTO | ESTERILIZAÇÃO | TIPO DE EMBALAGEM | APRESENTAÇÃO COMERCIAL | MÚLTIPLO DE EXPEDIÇÃO | QUANTIDADE POR CAIXA |
|---------|---------------|-------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|
| ANA | Não estéril | BOPP | Peça | 25 | 225 |
| ANF | Não estéril | BOPP | Peça | 75 | 225 |

6. INSTRUÇÕES DE USO

De acordo com a técnica de domínio do profissional de saúde para realização de anoscopia.

7. VALIDADE PRODUTO E ESTERILIZAÇÃO

Dois (2) anos ou até abertura da embalagem e/ou violação da mesma.

8. ARMAZENAMENTO

Armazenar em local fechado, temperatura ambiente, livre de umidade, elevado do solo

9. ADVERTÊNCIAS, PRECAUÇÕES E CONTRAINDICAÇÕES

- Verifique a integridade da embalagem antes de usar. Não utilizar se a embalagem estiver violada, danificada ou molhada.
- Produto de uso único, descartável, destruir após o uso. O descarte deve seguir as normas de biossegurança para lixo hospitalar contaminado.
- O anuscópio deve ser utilizado com lubrificante adequado para este fim.
- Não há contraindicações conhecidas.

10. CERTIFICAÇÕES

Empresa com controle e garantia total de qualidade de acordo com as normativas nacionais da RDC 16/2013 e internacionais da ISO13485

11. FABRICANTE

Kolplast CI SA

Estrada Municipal Benedito de Souza, 418. Bairro da Mina, Itupeva – SP.

CNPJ: 59.231.530/0001-93

Indústria Brasileira