

COLETOR DE URINA ADULTO

FINALIDADE: Produto usado para a coleta de urina em pacientes.

ESPECIFICAÇÕES E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DO PRODUTO: Saco plástico de polietileno atóxico.

INSTRUÇÃO DE USO:

- Identificar o coletor com os dados do paciente;
- Abrir o coletor e proceder com a coleta da urina, ao final feche o produto de maneira que não vaze;
- Após o uso destruir e descartar em local apropriado.

PRECAUÇÕES, ADVERTÊNCIAS, CUIDADOS ESPECIAIS E ESCLARECIMENTOS SOBRE O USO DO PRODUTO: Produto médico hospitalar de uso único; Destruir após o uso e descartar em local próprio para materiais contaminados; O produto somente poderá ser instalado por profissional habilitado; Não utilizar caso a embalagem esteja aberta, danificada ou com o prazo de validade vencido; Armazenar a embalagem em local limpo, seco e ao abrigo da luz. O produto não causa efeitos colaterais desde que seja utilizado corretamente de acordo com a finalidade de uso.

ARMAZENAMENTO: armazenar em local limpo, fresco, seco e ao abrigo da luz e livre de contaminação.

TRANSPORTE: transportar e, local limpo, fresco, seco e arejado, tomar os devidos cuidados para não causar danos à embalagem e ao produto.

VALIDADE: 5 anos a partir da data de fabricação.



Fabio Luiz Silva

Responsável Técnico

CRBM/SP – 3940

Indústria genuinamente nacional, sinônimo de entrega garantida.