


**FICHA TÉCNICA**
**Naso-Fix™ Dispositivo para Fixação de Sondas e Cateteres Nasais**

<b>Nome Genérico</b>	Dispositivo para Fixação de Sondas e Cateteres Nasais			
<b>Nome Comercial</b>	Naso-Fix™ Dispositivo para Fixação de Sondas e Cateteres Nasais			
<b>Imagem</b>				
<b>Descrição</b>	O dispositivo de segurança Naso-Fix™ destina-se à fixação de cateteres de oxigênio, tubos duodenais e nasais, e para evitar o deslocamento acidental do cateter ou tubo no nariz.			
<b>Marca</b>	ConvaTec® Naso-Fix™			
<b>Fabricante</b>	ConvaTec Limited – Reino Unido Unomedical s.r.o. - Eslováquia			
<b>Composição do Produto</b>	Naso-Fix™ é confeccionado em polipropileno não tecido revestido com adesivo acrílico grau médico coberto por uma folha de papel siliconizado que é removida no momento do uso. <i>*Não contém látex.</i>			
<b>Características e Ações do Produto</b>	Naso-Fix™ é um adesivo de aparência discreta que ajuda a maximizar o conforto do paciente pela fixação do cateter/sonda na narina em um ângulo ideal, reduzindo o risco de ferimento por pressão. Seu material de fabricação permite a respiração da pele enquanto minimiza o risco de maceração da mesma, irritação e bolhas. Naso-Fix™ é fácil de ser aplicado e sua aplicação em três passos auxilia na fixação eficiente de cateteres nasais em pouco tempo. Isso não somente reduz o tempo de enfermagem na re-fixação ou recolocação dos cateteres e sondas, como também reduz desperdício.			
<b>Recomendações de Uso</b>	<p><b>Antes de utilizar o produto recomendamos ler a instrução de uso que o acompanha na embalagem para verificar as contraindicações e precauções.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Naso-Fix™ é de uso único e não deve ser reutilizado.</li> <li>• Podem ser utilizadas tiras adesivas adicionais para maior segurança e conforto.</li> <li>• Deve ser usado para fixação segura de cateteres de oxigênio e/ou sondas nasais e duodenais para reduzir riscos de deslocamento acidental.</li> </ul>			
<b>Cuidados de Conservação</b>	Armazenar entre 5º C e 30º C. Manter em local seco e ao abrigo da luz solar.			
<b>Registro Sanitário</b>	Cadastro ANVISA Nº 80523020028			
<b>NCM</b>	3005.10.90			
<b>Código ICC</b>	<b>Brasíndice</b>	<b>SIMPRO</b>	<b>Tamanho</b>	<b>Unidades por Caixa</b>
625M-I	BR10267	265817	Infantil – 2,8 x 3,7 cm	100
625M-S	BR10268	265819	Pequeno - 7,0 x 7,6 cm	100
625M-L	BR10269	265814	Grande - 8,0 x 8,7 cm	100