

**FICHA TÉCNICA**
**Diamonds™ Sachês Gelificantes para Controle de Odor**

<b>Nome Genérico</b>	Sachês Gelificantes para Controle de Odor		
<b>Nome Comercial</b>	Diamonds™ Sachês Gelificantes para Controle de Odor		
<b>Imagem</b>			
<b>Descrição</b>	ConvaTec Diamonds™ são sachês para serem introduzidos no interior bolsa de ostomia no caso de uma ileostomia e sua ação é solidificar o conteúdo líquido e ajudar a reduzir ou eliminar o excesso de gases presentes.		
<b>Marca</b>	Diamonds™ ConvaTec®		
<b>Fabricante</b>	ConvaTec Inc – Estados Unidos ConvaTec Limited. – Reino Unido		
<b>Composição do Produto</b>	Poliacrilato de sódio (função: agente solidificante/gelificante) Carvão ativado (função: controle super absorvente)		
<b>Características e Ações do Produto</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gelifica o conteúdo de bolsas de ileostomia proporcionando melhor qualidade de vida ao paciente;</li> <li>• Ajuda a prevenir possíveis vazamentos e transtornos relacionados;</li> <li>• Reduz o inchaço da bolsa e os ruídos provenientes dos gases;</li> <li>• Gelifica até 350 ml de líquidos;</li> <li>• Para ser usado durante o dia e a noite;</li> <li>• Previne a possibilidade de o filtro da bolsa ficar entupido por fezes líquidas;</li> <li>• Reduz e controla odores indesejáveis através do Sistema de Controle de Odor ActiveOne™.</li> </ul>		
<b>Recomendações de Uso</b>	<p><b>Antes de utilizar o produto recomendamos ler a instrução de uso que o acompanha na embalagem.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Colocar uma unidade do sachê no interior da bolsa.</li> <li>• O sachê não deve ser aberto. Esvaziar e descartar o conteúdo da bolsa da forma habitual.</li> <li>• Sachês adicionais podem ser adicionados pela abertura da bolsa após seu esvaziamento.</li> <li>• A abertura da bolsa pode parecer mais escura que o normal e/ou apresentar manchas pretas.</li> <li>• Descontinuar o uso em caso de monitoração da cor do efluente.</li> <li>• Não é indicado para casos de urostomia.</li> </ul>		
<b>Cuidados de Conservação</b>	Conservar em local fresco e seco.		
<b>Registro Sanitário</b>	Produto isento de cadastro/registro na ANVISA.		
<b>NCM</b>	3005.90.90		
	<b>Código ICC</b>	<b>Brasíndice</b>	<b>SIMPRO</b>
	TR 105	BR10273	253520
			<b>Unidades por Embalagem</b>
			100 sachês