

Data Sheet Catéter PICC

Produto: Catéter Central de Inserção Periférica PICC
REGISTRO Nº 80020550045

Descrição: Consiste em um dispositivo para utilização no sistema vascular central com inserção periférica. Possui como princípio de funcionamento a geração de um canal de comunicação direto até o sistema central vascular, de forma a permitir o uso das técnicas de terapia intravenosa.

Indicação de Uso: Indicado para acesso venoso à circulação central para utilização em terapias intravenosas através da administração de medicações, dietas e coleta de material para análise. É biocompatível, estando habilitado para utilização em pacientes por um período indeterminado.

Composição: É fabricado em silicone implantável, possui um tubo radiopaco branco, com marcações de posicionamento a cada 1 cm. O produto é fornecido com fita métrica, pinça e introdutor.

Apresentação: Tem sua apresentação unitária em embalagem tipo blister, composta por laminado de PET/PE e filme tyvek. Embalagem secundária de papel. Cada embalagem é identificada com etiquetas, informando a referência do produto, o número de lote de fabricação e data de fabricação e validade. Acompanha instrução de uso.

Especificações: O Catéter Central de Inserção Periférica PICC Medicone é mono lumen e possui os seguintes tamanhos:

Modelo	Comprimento
1.9 Fr	300 mm
1.9 Fr	500 mm
2 Fr	300 mm
2 Fr	500 mm
2.8 Fr	500 mm
3 Fr	650 mm
4 Fr	650 mm
5 Fr	650 mm
6 Fr	650 mm

Condições de Armazenamento e Transporte:

- Conservar a embalagem íntegra e fechada até a utilização do produto;
- Armazenar em temperatura ambiente, protegido do calor e umidade.

Validade do Produto: O prazo de validade da esterilização é de trinta e seis meses a partir da data de esterilização, a qual é devidamente indicada na embalagem do produto.



Data Sheet Catéter PICC

Código/Revisão:
Catéter PICC/02

Página:
2 de 3

Vida útil: O Catéter Central de Inserção Periférica PICC Medicone está habilitado para utilização em pacientes por período superior a 29 dias e deverá ser substituído imediatamente na constatação de infecção, interrupção do fluxo ou qualquer outra anormalidade que prejudique o funcionamento ou a saúde do paciente.

Esterilização: O Catéter Central de Inserção Periférica PICC Medicone é fornecida diretamente de fábrica esterilizada em ETO.

Elaborado:	Revisado:	Aprovado:
Francieli Izaguirre Assistente de Qualidade II	Jorge Ricardo B. Garcia Gerente de P&D	Vanessa Carlos Cardoso Gerente de Qualidade