

Data Sheet Intromed

Produto: Intromed Introdutor Standard Medicone
Nº Registro: 80020550053

Descrição: Intromed Introdutor Standard Medicone é um introdutor de agulha e cateter de polietileno. Foi projetado para punção e inserção do Catéter Central de Inserção Periférica PICC Medicone (Cateter PICC Medicone).

Indicação de Uso: Seu princípio de funcionamento é a geração de um canal de comunicação com o sistema vascular, permitindo a introdução do catéter central de inserção periférica (PICC), destinado à administração intravenosa de medicamentos, nutrição parenteral e coleta de sangue para análise.

Composição: É composto por agulha em aço inox e catéter em polietileno.

Apresentação: Tem sua apresentação unitária em embalagem de papel grau cirúrgico, acondicionada em embalagem secundária de papelão.
Cada embalagem é identificada com etiquetas, informando a referência do produto, o número de lote de fabricação e data de fabricação e validade. Acompanha instrução de uso.

Especificações: O Intromed Introdutor Standard Medicone possui os seguintes tamanhos:

Código/Referência	Descrição Comercial	Diâmetro externo da agulha
2 Fr Std	Intromed Introdutor Standard Medicone 2Fr	22G / 26G
3 Fr Std	Intromed Introdutor Standard Medicone	19G
4 Fr Std	Intromed Introdutor Standard Medicone 4Fr	17G
5 Fr Std	Intromed Introdutor Standard Medicone	15G
6 Fr Std	Intromed Introdutor Standard Medicone	14G

Condições de Armazenamento e Transporte:

- Conservar a embalagem íntegra e fechada até a utilização do produto.
- Armazenar em temperatura ambiente, protegido do calor e umidade.

Validade do Produto: O prazo de validade da esterilização é de trinta e seis meses a partir da data de esterilização, a qual é devidamente indicada na embalagem do produto.

Vida útil: O Intromed Introdutor Standard medicone tem prazo transitório de utilização, até 60 minutos de uso contínuo.



Data Sheet Intromed

Código/Revisão:
Intromed/02

Página:
2 de 2

Esterilização: O Intromed Introdutor Standard Medicone é fornecido diretamente de fábrica esterilizado em ETO.

Elaborado:	Revisado:	Aprovado:
Francieli Izaguirre Assistente de Qualidade II	Bianca Michaelis Schmitz Supervisora da Qualidade	Vanessa Carlos Cardoso Gerente de Qualidade

Cópia Impressa Não Controlada