


**FICHA TÉCNICA**
**AQUACEL® Foam Curativo Não Adesivo de Espuma com Tecnologia Hydrofiber®**

<b>Nome Genérico</b>	Curativo não adesivo de espuma de hidrofibra
<b>Nome Comercial</b>	AQUACEL® Foam Curativo Não Adesivo de Espuma com Tecnologia Hydrofiber®
<b>Imagem</b>	
<b>Descrição</b>	<p>AQUACEL® Foam não adesivo é um curativo estéril, com uma camada protetora superior impermeável, uma camada de almofada de espuma absorvente, uma camada de hidrofibra.</p> <p>Pode ser usado como curativo primário ou secundário, sozinho ou em combinação com outros produtos para o cuidado de feridas e pode ser cortado no tamanho e formato desejados conforme a indicação de um profissional da saúde.</p>
<b>Marca</b>	Aquacel® Hydrofiber® ConvaTec®
<b>Fabricante</b>	ConvaTec Inc. – Estados Unidos
<b>Composição do Produto</b>	<p>Filme de poliuretano; espuma de poliuretano grau médico; camada de ligação em poliamida; hidrofibra: 100% carboximetilcelulose sódica.</p> <p>Processo de esterilização: Óxido de etileno.</p>
<b>Características e Ações do Produto</b>	<p>AQUACEL® Foam não adesivo possui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Camada superior impermeável que permite a evaporação do excesso de umidade enquanto protege contra a penetração viral / bacteriana.</li> <li>• Almofada de espuma macia e absorvente para melhorar o conforto do paciente e absorver o excesso de fluido.</li> <li>• Camada de Tecnologia Hydrofiber® que administra o exsudato da ferida através da capacidade de absorção e gelificação. O gel coeso em contato com o exsudato da ferida molda-se perfeitamente ao seu leito, ajudando a minimizar a dor associada às mudanças de curativo e eliminando o espaço morto onde bactérias e biofilmes podem crescer. A capacidade de absorção e retenção da Tecnologia Hydrofiber® garante que o exsudato absorvido pelo curativo permaneça retido em suas fibras sem retorno ao leito da ferida, retendo também bactérias e ajudando a minimizar a infecção cruzada e prevenir a maceração. O próprio curativo atua como uma barreira antimicrobiana que protege o leito da ferida.</li> <li>• O curativo reduz a maceração e escoriação, melhorando a qualidade de vida do paciente.</li> </ul>
<b>Recomendações de Uso</b>	<p><b>Antes de utilizar o produto, recomendamos ler a instrução de uso que o acompanha na embalagem para verificar as contraindicações, precauções e observações.</b></p> <p>O curativo AQUACEL® Foam não adesivo pode ser utilizado no tratamento de feridas crônicas e feridas agudas, tais como:</p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• úlceras de perna, úlceras por pressão (Grau II-IV) e úlceras de pé diabético;</li> <li>• feridas cirúrgicas (pós-operatória, áreas doadoras, dermatológica);</li> <li>• queimaduras de profundidade parcial (segundo grau);</li> <li>• feridas causadas por trauma ou cirúrgicas deixadas para cicatrizar por segunda intenção, tais como incisões cirúrgicas deiscuentes;</li> <li>• feridas cirúrgicas que cicatrizam por primeira intenção, tais como incisões dermatológicas ou cirúrgicas (ex: ortopédicas e vasculares);</li> <li>• tratamento local de feridas que sangram facilmente, tais como feridas que foram desbridadas mecânica ou cirurgicamente e áreas doadoras;</li> <li>• feridas dolorosas;</li> <li>• abrasões;</li> <li>• lacerações;</li> <li>• cortes pequenos;</li> <li>• queimaduras e escaldaduras pequenas.</li> <li>• pode ser incluído num protocolo de cuidados para proteção contra ruptura cutânea.</li> </ul> <p>Pela capacidade de barreira contra a contaminação por vírus ou bactérias, o curativo ajuda na redução da infecção.</p> <p>Fitas adesivas adicionais ou outras formas de fixação serão necessárias para fixar o curativo AQUACEL® Foam não adesivo na ferida.</p>																				
<b>Cuidados de Conservação</b>	Armazenar entre 10 e 25°C. Conservar em local seco e evitar umidade elevada. Proteger da luz.																				
<b>Registro Sanitário</b>	Registro ANVISA: 80523020042																				
<b>NCM</b>	3005.90.90																				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">Código ICC</th> <th style="width: 15%;">Brasíndice</th> <th style="width: 15%;">SIMPRO</th> <th style="width: 25%;">Tamanho Total</th> <th style="width: 30%;">Unidades por Caixa</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>420633</td> <td>BR10244</td> <td>262086</td> <td>10 cm X 10 cm</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>420635</td> <td>BR10245</td> <td>262087</td> <td>15 cm X 15 cm</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>420636</td> <td>BR10246</td> <td>262088</td> <td>20 cm X 20 cm</td> <td>5</td> </tr> </tbody> </table>	Código ICC	Brasíndice	SIMPRO	Tamanho Total	Unidades por Caixa	420633	BR10244	262086	10 cm X 10 cm	10	420635	BR10245	262087	15 cm X 15 cm	5	420636	BR10246	262088	20 cm X 20 cm	5	
Código ICC	Brasíndice	SIMPRO	Tamanho Total	Unidades por Caixa																	
420633	BR10244	262086	10 cm X 10 cm	10																	
420635	BR10245	262087	15 cm X 15 cm	5																	
420636	BR10246	262088	20 cm X 20 cm	5																	