



Tubos BD Vacutainer®




Tube BD Vacutainer® Seditainer™

Os tubos BD Vacutainer® Seditainer™ contêm solução de Citrato de Sódio tamponado 0,105 mol/L (3,2%) em proporção de uma parte de Citrato de Sódio para quatro partes de sangue e são utilizados para exames de VHS.

Código	Descrição	Tamanho	Volume	Cor
366676	Seditainer™ (v)	8,00 x 100	1,8	
366674	Seditainer™ (v)	10,25 x 120	5,0	
366016	Estante Seditainer™ para VHS que comporta 10 Tubos BD Seditainer™ de 5 mL			

Apresentação: Caixa com 100 unidades. Tamanho = mm e Volume = mL.
(v) = Vidro.

Instruções de uso:



Homogenizar de 8 a 10 vezes e manter na posição vertical.



Estante Seditainer™