

Catálogo de Modelos

Classe: DESCARTAVEL FÁBRICA

Gerado em 02/07/2020 13:31:11

Pág. 1/1

Modelo

Características

**CLT80ES-PA - COLETOR COM PÁ ESTÉRIL INDIVIDUAL
80ML TRANSLÚCIDO TAMPA VERMELHA CX/500**

É utilizado na coleta de amostras de urina, fezes, esperma ou escarro, para posterior diagnóstico clínico.

ESPECIFICAÇÕES E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
COMPOSIÇÃO: Polipropileno (PP) e Polietileno (PE)

INSTRUÇÕES DE USO

1. Abra a tampa no momento do uso.
2. Transfira a amostra para o frasco.
3. Feche o frasco com a tampa.

PRECAUÇÕES

" Não utilizar o produto caso a embalagem esteja violada ou fora do prazo de validade.

ARMAZENAMENTO E CONSERVAÇÃO

Transportar e armazenar o produto, a temperatura ambiente em sua embalagem original em local limpo, seco, e protegido da luz direta do sol.

PRODUTO PARA DIAGNÓSTICO IN VITRO DE USO ÚNICO. DESCARTAR APÓS O USO.
PRODUTO ESTERILIZADO POR RADIAÇÃO IONIZANTE

Registro(s) MS: 10379860093



RESPONSÁVEL TÉCNICA:

Dra. Daniela Freitas Amorim
COREN-SP Nº 151479