

Classe:DESCARTAVEL FÁBRICA

Gerado em 02/07/2020 13:31:22

Modelo

Características

**CLT80ES-RGM - COLETOR SEM PÁ ESTÉRIL  
INDIVIDUAL 80ML TRANSLÚCIDO TAMPA VERMELHA  
CX/500**

É utilizado na coleta de amostras de urina, fezes, esperma ou escarro, para posterior diagnóstico clínico.

**ESPECIFICAÇÕES E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**  
COMPOSIÇÃO: Polipropileno (PP) e Polietileno (PE)

**INSTRUÇÕES DE USO**

1. Abra a tampa no momento do uso.
2. Transfira a amostra para o frasco.
3. Feche o frasco com a tampa.

**PRECAUÇÕES**

" Não utilizar o produto caso a embalagem esteja violada ou fora do prazo de validade.

**ARMAZENAMENTO E CONSERVAÇÃO**

Transportar e armazenar o produto, a temperatura ambiente em sua embalagem original em local limpo, seco, e protegido da luz direta do sol.

PRODUTO PARA DIAGNÓSTICO IN VITRO DE USO ÚNICO. DESCARTAR APÓS O USO.

PRODUTO ESTERILIZADO POR RADIAÇÃO IONIZANTE

Registro(s) MS: 10379860094



**RESPONSÁVEL TÉCNICA:**  
Dra. Daniela Freitas Amorim  
COREN-SP N° 151479