

Produto: Implantes Oftalmológicos - Pneu
Nº Registro: 80020550014


Descrição: Os Implantes Oftalmológicos Pneu Medicone, tem formato de pneu e são utilizados em cirurgias de descolamento de retina e em alguns casos em vitrectomia.

Indicação de Uso: O Implante Oftalmológico Pneu Medicone são utilizados em cirurgia de descolamento de retina e em alguns casos em vitrectomia. Ele é utilizado para introflexão escleral conforme técnica e preferência do cirurgião.

Composição: Produto fabricado em silicone implantável.

Apresentação: Tem sua apresentação unitária em dupla embalagem de papel grau cirúrgico, acondicionada em embalagem terciária de papelão. Cada embalagem é identificada com etiquetas, informando a referência do produto, o número de lote de fabricação e data de fabricação e validade. Acompanha instrução de uso.

Especificações: Os Implantes Oftalmológicos - Pneu possui os seguintes modelos:



O Implante Oftalmológico Pneu Medicone tem suas definições também conhecidas por suas formas, as quais indicamos:

Simétrico Côncavo ou Côncavo Interno	7277 - 7279
Assimétrico Côncavo ou Côncavo Interno	7276 - 7280
Biconvexo ou Convexo Interno	7287

Condições de Armazenamento e Transporte:

- Conservar a embalagem íntegra e fechada até a utilização do produto;
- Armazenar em temperatura ambiente, protegido do calor e umidade.

Validade do Produto: O prazo de validade da esterilização é de trinta e seis meses a partir da data de esterilização, a qual é devidamente indicada na embalagem do produto.

Vida útil: Os Implantes Oftalmológicos Pneu foram desenvolvidos para implantação de longa permanência ou servem de suporte durante os procedimentos cirúrgicos, por esta razão, recomenda-se o acompanhamento clínico periódico do paciente.

Esterilização: O Implante Oftalmológico - Pneu é fornecido diretamente de fábrica esterilizado em ETO.

Elaborado:	Revisado:	Aprovado:
Bianca Michaelis Schmitz Supervisora da Qualidade	Marcela Pohlmann Assistente de Qualidade I	Vanessa Carlos Cardoso Gerente de Qualidade

Cópia Impressa Não Controlada