

FICHA TÉCNICA PAPEL CREPADO HOSPFLEX

1. Identificação do Processo

Registro ANVISA do Produto
80473960004

2. Dados do Fabricante Nacional ou Importador

Razão Social RAQUEL NOGUEIRA SOROCABA EIRELI		
Marca do Produto HOSPFLEX		
Endereço AVENIDA COMENDADOR CAMILLO JULIO Nº 2655, UAC 07 - JARDIM IBITI DO PACO		
Cidade SOROCABA	UF SP	CEP 18086-000
Telefone (15) 3212-4517		
Whatsapp (15) 99116-6122		
E-Mail central.hospflex@gmail.com		
Autorização de Funcionamento na Anvisa nº 8.04.739-6	CNPJ 03.431.790/0001-58	

3. Origem do Produto

Identificação do Fabricante Responsável: Nome: RAQUEL NOGUEIRA SOROCABA EIRELI	Marca do Produto HOSPFLEX
---	-------------------------------------

4. Dados do Produto

4.1. Identificação do Produto

Nome Técnico Papel Crepado	Classe de Enquadramento do Produto <input checked="" type="checkbox"/> Classe I
Nome Comercial PAPEL CREPADO PARA ESTERILIZAÇÃO HOSPFLEX	
Formas de apresentação comercial do produto: O papel Crepado para Esterilização Hospflex são comercializados da Seguinte Forma: Pacotes com 500/200 Folhas de papel crepado, embalados em Filme Termoencolhível, com etiqueta contendo dados de Lote, Validade e Fabricação e Instruções de Armazenagem. Esses pacotes são acondicionados em caixa de papelão 3 ondas com identificação da empresa	

4.2 Especificações do Produto

Indicação de Uso: Esterilizar produtos, materiais e instrumentais para uso médico, odontológico e para tudo que é necessário de Esterilização
Princípio de Funcionamento Esteriliza materiais, produtos e Instrumentos odonto-médico hospitalar
Modo de Uso do produto: 1- Abrir a Caixa, retirar a folha de Papel Crepado; 2- Introduzir o que deseja ser esterilizado; 3- Embrulhar de forma usual de Enfermagem; 4- Esterilizar.

FICHA TÉCNICA PAPEL CREPADO HOSPFLEX

Especificações técnicas:

Composição

Papel Grau Cirúrgico 60g Branco
Material Atóxico, Inodoro e livre de impurezas

Prazo de validade do produto conforme estudo de estabilidade.

Prazo de validade.
3 anos
Produto não estéril.
Descartável

Reprocessamento

Produto com reprocessamento proibido.

Condições de Armazenamento

Conservar o produto em temperatura de 0°C a +40°C, umidade máxima 85% e ao abrigo da luz solar direta.

Advertências

Material de Uso Único, Destruir Após o Uso.

Precauções

Não utilizar se a embalagem estiver molhada, violada ou danificada.

Contraindicações

O produto não apresenta contra-indicações quando utilizado para a finalidade a que se destina, seguindo as instruções de uso.

4.2.16 Normas técnicas e Regulamentações específicas utilizadas no desenvolvimento e fabricação do produto.

ABNT NBR 14990 / 14858:2010 - Artigos de não tecido de uso odonto-médico-hospitalar