

FICHA TÉCNICA PAPEL GRAU CIRURGICO HOSPFLEX

1. Identificação do Processo

Registro ANVISA do Produto
80473960001

2. Dados do Fabricante Nacional ou Importador

Razão Social RAQUEL NOGUEIRA SOROCABA EIRELI		
Marca do Produto HOSPFLEX		
Endereço AVENIDA COMENDADOR CAMILLO JULIO Nº 2655, UAC 07 - JARDIM IBITI DO PACO		
Cidade SOROCABA	UF SP	CEP 18086-000
Telefone (15) 3212-4517		
Whatsapp (15) 99116-6122		
E-Mail central.hospflex@gmail.com		
Autorização de Funcionamento na Anvisa nº 8.04.739-6	CNPJ 03.431.790/0001-58	

3. Origem do Produto

Identificação do Fabricante Responsável: Nome: RAQUEL NOGUEIRA SOROCABA EIRELI	Marca do Produto HOSPFLEX
---	-------------------------------------

4. Dados do Produto

4.1. Identificação do Produto

Nome Técnico Bobina de papel Grau Cirúrgico	Classe de Enquadramento do Produto <input checked="" type="checkbox"/> Classe I
Nome Comercial BOBINA DE PAPEL GRAU CÍRURGICO PAR ESTERILIZAÇÃO HOSPFLEX	
Formas de apresentação comercial do produto: As Bobinas de Papel Grau Cirúrgico de 50/100 Metros, embalados em sacos de Polipropileno Atóxico, moldando a bobina, com etiqueta adesiva contendo Lote, Validade e Data de Fabricação, Instrução de Armazenagem e Identificação da Empresa. As Bobinas são acondicionadas em Caixa de papelão 3 ondas, com 5/10/15/20 unidades de acordo com o tamanho.	

4.2 Especificações do Produto

Indicação de Uso: Esterilizar produtos, materiais e instrumentais para uso médico, odontológico e para tudo que é necessário de Esterilização
Princípio de Funcionamento Esteriliza materiais, produtos e Instrumentos odonto-médico hospitalar
Modo de Uso do produto: 1- Abrir a Bobina; 2- Introduzir o que deseja ser esterilizado; 3- Soldar os dois lados da Embalagem; 4- Esterilizar.

FICHA TÉCNICA PAPEL GRAU CIRURGICO HOSPFLEX

Especificações técnicas:

Composição

Papel Grau Cirúrgico 60g/m²
Filme Laminado 4 camadas de 54g/m²
Tintas indicadoras de Esterilização Azul-Eto e Rosa-Vapor
Material Atóxico, Inodoro e livre de impurezas

Prazo de validade do produto conforme estudo de estabilidade.

Prazo de validade.
3 anos
Produto não estéril.
Descartável

Reprocessamento

Produto com reprocessamento proibido.

Condições de Armazenamento

Conservar o produto em temperatura de 0°C a +40°C, umidade máxima 85% e ao abrigo da luz solar direta.

Advertências

Material de Uso Único, Destruir Após o Uso.

Precauções

Não utilizar se a embalagem estiver molhada, violada ou danificada.

Contraindicações

O produto não apresenta contra-indicações quando utilizado para a finalidade a que se destina, seguindo as instruções de uso.

4.2.16 Normas técnicas e Regulamentações específicas utilizadas no desenvolvimento e fabricação do produto.

ABNT NBR 14990 / 14858:2010 - Artigos de não tecido de uso odonto-médico-hospitalar