

## 1. Identificação do Processo

<b>Registro ANVISA do Produto</b> <b>8047390001</b>
--

## 2. Dados do Fabricante Nacional ou Importador

<b>Razão Social</b> <b>RAQUEL NOGUEIRA SOROCABA EIRELI</b>		
<b>Marca do Produto</b> <b>HOSPFLEX</b>		
<b>Endereço</b> <b>AVENIDA COMENDADOR CAMILLO JULIO Nº 2655, UAC 07 - JARDIM IBITI DO PACO</b>		
<b>Cidade</b> <b>SOROCABA</b>	<b>UF</b> <b>SP</b>	<b>CEP</b> <b>18086-000</b>
<b>Telefone</b> <b>(15) 3212-4517</b>		
<b>Whatsapp</b> <b>(15) 99116-6122</b>		
<b>E-Mail</b> <b>central.hospflex@gmail.com</b>		
<b>Autorização de Funcionamento na Anvisa nº</b> <b>8.04.739-6</b>	<b>CNPJ</b> <b>03.431.790/0001-58</b>	

## 3. Origem do Produto

<b>Identificação do Fabricante Responsável:</b>  Nome: <b>RAQUEL NOGUEIRA SOROCABA EIRELI</b>	<b>Marca do Produto</b>  <b>HOSPFLEX</b>
--	--

## 4. Dados do Produto

### 4.1. Identificação do Produto

<b>Nome Técnico</b> <b>Babador Impermeável Descartável Hospflex</b>	<b>Classe de Enquadramento do Produto</b> <input checked="" type="checkbox"/> Classe I
<b>Nome Comercial</b> <b>DENTAL BIBS HOSPFLEX</b>	
<b>Formas de apresentação comercial do produto:</b> O Babador Impermeável Hospflex são comercializados da Seguinte Forma: Pacotes com 100 unidades nas cores Azul, amarelo, Verde, Rosa, Branco e também o Misto que é embalado com 25 unidades de cada cor. Embalado na Caixa com 12 pacotes com etiqueta contendo dados de Lote, Validade e Fabricação e Identificação da Empresa.	

### 4.2 Especificações do Produto

<b>Indicação de Uso:</b> Proteção do paciente, contra líquidos e fluídos corporais.
<b>Princípio de Funcionamento</b> Proteção do paciente em procedimentos Odontológicos
<b>Modo de Uso do produto:</b> 1- Abrir o pacote; 2- Pinçar o Babador em um colar próprio; 3- Realizar o procedimento;

## FICHA TÉCNICA BABADOR IMPERMEÁVEL DESCARTAVEL HOSPFLEX

### Especificações técnicas:

#### Composição

Papel Absorvente de 20g/m<sup>2</sup>

Filme Micrografado de 18g/m<sup>2</sup>

Material Hipoalergênico e Atóxico, não libera fiapos

### Prazo de validade do produto conforme estudo de estabilidade.

Prazo de validade.

3 anos

Produto não estéril.

Descartável

### Reprocessamento

Produto com reprocessamento proibido.

### Condições de Armazenamento

Conservar o produto em temperatura de 0°C a +40°C, umidade máxima 85% e ao abrigo da luz solar direta.

### Advertências

Material de Uso Único, Destruir Após o Uso.

Precauções

**Não utilizar se a embalagem estiver molhada, violada ou danificada.**

### Contraindicações

O produto não apresenta contra-indicações quando utilizado para a finalidade a que se destina, seguindo as instruções de uso.

### 4.2.16 Normas técnicas e Regulamentações específicas utilizadas no desenvolvimento e fabricação do produto.

ABNT NBR 14990 / 14858:2010 - Artigos de não tecido de uso odonto-médico-hospitalar