

FICHA TÉCNICA ENVELOPE AUTO SELANTE HOSPFLEX

1. Identificação do Processo

| |
|--|
| Registro ANVISA do Produto 80473960001 |
|--|

2. Dados do Fabricante Nacional ou Importador

| | | |
|--|-----------------------------------|-------------------------|
| Razão Social RAQUEL NOGUEIRA SOROCABA EIRELI | | |
| Marca do Produto HOSPFLEX | | |
| Endereço AVENIDA COMENDADOR CAMILLO JULIO Nº 2655, UAC 07 - JARDIM IBITI DO PACO | | |
| Cidade SOROCABA | UF SP | CEP 18086-000 |
| Telefone (15) 3212-4517 | | |
| Whatsapp (15) 99116-6122 | | |
| E-Mail central.hospflex@gmail.com | | |
| Autorização de Funcionamento na Anvisa nº 8.04.739-6 | CNPJ 03.431.790/0001-58 | |

3. Origem do Produto

| | |
|---|---|
| Identificação do Fabricante Responsável: Nome: RAQUEL NOGUEIRA SOROCABA EIRELI | Marca do Produto HOSPFLEX |
|---|---|

4. Dados do Produto

4.1. Identificação do Produto

| | |
|---|---|
| Nome Técnico Envelope Auto Selante | Classe de Enquadramento do Produto <input checked="" type="checkbox"/> Classe I |
| Nome Comercial ENVELOPE PARA ESTERILIZAÇÃO AUTO SELANTE | |
| Formas de apresentação comercial do produto: Os Envelopes para esterilização auto selante Hospflex são comercializados da seguinte forma: Caixa de papel cartolina 30 gramas, embalagem primaria fechado com filme termo encolhível com 100 ou 200 unidades, com etiqueta adesiva contendo dados de armazenagem e rotulagem. As caixas são acondicionadas em caixa de papelão 3 ondas com 5/10/20 Caixas cada. | |

4.2 Especificações do Produto

| |
|--|
| Indicação de Uso: Esterilizar produtos, materiais e instrumentais para uso médico, odontológico e para tudo que é necessário de Esterilização |
| Princípio de Funcionamento Esteriliza materiais, produtos e Instrumentos odonto-médico hospitalar |
| Modo de Uso do produto: 1- Abrir a Caixa. Retirar o Envelope; 2- Introduzir o que deseja ser esterilizado; 3- Tirar Adesivo dupla face e colar; 4- Esterilizar. |

FICHA TÉCNICA ENVELOPE AUTO SELANTE HOSPFLEX

| |
|--|
| Especificações técnicas: |
| Composição Papel Grau Cirúrgico 60g/m ² Filme Pet/pp Azul 54g/m ² Fita Dupla Face Branca Material Hipoalergênico e Atóxico, não libera fiapos |
| Prazo de validade do produto conforme estudo de estabilidade. |
| Prazo de validade. 3 anos Produto não estéril. Descartável |
| Reprocessamento |
| <input checked="" type="checkbox"/> Produto com reprocessamento proibido. |
| Condições de Armazenamento |
| Conservar o produto em temperatura de 0°C a +40°C, umidade máxima 85% e ao abrigo da luz solar direta. |
| Advertências |
| Material de Uso Único, Destruir Após o Uso. |
| Precauções |
| Não utilizar se a embalagem estiver molhada, violada ou danificada. |
| Contraindicações |
| O produto não apresenta contra-indicações quando utilizado para a finalidade a que se destina, seguindo as instruções de uso. |
| 4.2.16 Normas técnicas e Regulamentações específicas utilizadas no desenvolvimento e fabricação do produto. |
| ABNT NBR 14990 / 14858:2010 - Artigos de não tecido de uso odonto-médico-hospitalar |