

## RELATÓRIO TÉCNICO

Produto : **MALHA TUBULAR ORTOPÉDICA**

Marca : **MSÓ**

Descrição: Malha Tubular utilizada em aplicações ortopédicas.  
Utilização geral em adultos e crianças .  
Descartável, não estéril e higiênico.

Dimensões:

Tamanho	COMPRIMENTO(m)	LARGURA(cm)
<b>04x10</b>	10	04
<b>06x10</b>	10	06
<b>08x10</b>	10	08
<b>10x10</b>	10	10
<b>12x10</b>	10	12
<b>15x10</b>	10	15
<b>20x10</b>	10	20
<b>25x10</b>	10	25
<b>30x10</b>	10	30
<b>04x15</b>	15	04
<b>06x15</b>	15	06
<b>08x15</b>	15	08
<b>10x15</b>	15	10
<b>12x15</b>	15	12
<b>15x15</b>	15	15
<b>20x15</b>	15	20
<b>25x15</b>	15	25
<b>30x15</b>	15	30
<b>04x25</b>	25	04
<b>06x25</b>	25	06
<b>08x25</b>	25	08
<b>10x25</b>	25	10
<b>12x25</b>	25	12
<b>15x25</b>	25	15
<b>20x25</b>	25	20
<b>25x25</b>	25	25
<b>30x25</b>	25	30

Composição:

- Tecido de malha 100% Algodão Crú.

## Indicação:

Folha 2/2

- Servem para proteção da pele quando da confecção do aparelho gessado, minimizando a ocorrência de irritação e alergia.
- Em todas imobilizações circulares recomenda-se o uso de malha tubular.

## Finalidade:

- Proteção e conforto antes da aplicação do gesso.

## Instruções de Uso:

O responsável pela imobilização, escolhe a largura adequada de acordo com o local a ser imobilizado, e recobre este local com a malha tubular. O passo a seguir é a colocação do algodão ortopédico e posteriormente o gesso ortopédico.

## Validade:

- 60 meses.

## Apresentação:

- Em diversas larguras, enroladas sobre si, embaladas individualmente em sacos plásticos.
- São fornecidas na forma não estéril.

