



Tubos BD Vacutainer®




Tubo BD Vacutainer® EDTA

Os tubos BD Vacutainer® contêm o EDTA K₂ jateado na parede interna do tubo e são aprovados pelo FDA para serem utilizados em bancos de sangue. O EDTA K₂ é o anticoagulante recomendado pelo CLSI (*Clinical and Laboratory Standards Institute*) e pelo ISCH (*International Council for Standardization in Hematology*) para hematologia por ser o melhor anticoagulante para preservar a morfologia celular.

Código	Descrição	Tamanho	Volume	Cor
360055*	EDTA K ₂	13 x 75	2	
360056*	EDTA K ₂	13 x 75	3	
360057*	EDTA K ₂	13 x 75	4	
367525**	EDTA K ₂	16 x 100	10	

Apresentação: Caixa com 100 unidades. Tamanho = mm e Volume = mL.

Instruções de uso:



Homogenizar de 8 a 10 vezes e manter na posição vertical

*Tubo BD Vacutainer® EDTA: Registro ANVISA N° 10033430741

**Tubo BD Vacutainer® EDTA: Registro ANVISA N° 10033430470