

# RELATÓRIO TÉCNICO

Produto : **MALHA TUBULAR ORTOPÉDICA SINTÉTICA**

Marca : **MSÓ**

Descrição: Malha Tubular utilizada em aplicações ortopédicas.  
Utilização geral em adultos e crianças .  
Descartável, não estéril e higiênico.

Dimensões:

Tamanho	COMPRIMENTO(m)	LARGURA(cm)
<b>5,0X22,8</b>	22,8	5,0
<b>7,5X22,8</b>	22,8	7,5
<b>10,0X22,8</b>	22,8	10,0
<b>12,5X22,8</b>	22,8	12,5
<b>15,0X22,8</b>	22,8	15,0
<b>20,0X22,8</b>	22,8	20,0

Composição:

- Tecido de malha 100% poliéster.

Indicação:

- Servem para proteção da pele quando da confecção do aparelho gessado, minimizando a ocorrência de irritação e alergia.
- Em todas imobilizações circulares recomenda-se o uso de malha tubular.
- Utilizado juntamente com a algodão sintético e o gesso sintético.

Finalidade:

- Proteção e conforto antes da aplicação do gesso sintético.

Instruções de Uso:

O responsável pela imobilização, escolhe a largura adequada de acordo com o local a ser imobilizado, e recobre este local com a malha tubular. O passo a seguir é a colocação do algodão ortopédico e posteriormente o gesso ortopédico.

Validade:

- 60 meses.

Apresentação:

- Em diversas larguras, enroladas sobre si, embaladas individualmente em sacos plásticos.
- São fornecidas na forma não estéril.