

	FICHA TÉCNICA MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL	Rev.01
-----------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------	---------------

1- CARACTERIZAÇÃO DO PRODUTO:

Nome técnico do produto:

Máscara Cirúrgica Descartável Neve.

Apresentação comercial do Produto

Máscara Cirurgica Descartável Neve pode ser encontrada nas apresentações:

MASC. DESC. TRIPLA, C/ELÁSTICO, PCT 50 UN
MASC. DESC. DUPLA, C/ELÁSTICO, S/ CLIP NASAL, PCT 50 UN
MASC. DESC. TRIPLA C/TIRAS PCT 50 UN.

Registro do Produto:

Registro pela ANVISA/MS. Cadastro nº 81855830026

Descrição Geral do Produto:

A Máscara Cirúrgica Descartável Neve é confeccionada em Não Tecido 100% polipropileno, com clip nasal.

A Máscara Cirúrgica Descartável Neve é indicada para proteção de profissionais de saúde, minimizando a contaminação do ambiente com secreções respiratórias geradas pelo profissional ou pelo paciente.

Serve de barreira para propagação de bactérias da cavidade oral do usuário para o ar ambiente, possui Eficiência de Filtragem Bacteriana (EFB) maior que 95%.

Também pode ser utilizada na proteção do paciente, por exemplo durante a realização de procedimentos assépticos

2. INSTRUÇÕES DE USO:

Colocar a Máscara Cirúrgica Neve cobrindo a boca e o nariz e ajustar no rosto conforme necessidade.

O produto não deve ser utilizado se alguma das características citadas estiverem em desacordo.

3. PRECAUÇÕES E ADVERTÊNCIAS:

- * Não utilizar o produto caso a embalagem esteja danificada, aberta ou úmida.
- * Produto Não Estéril
- * Produto de Uso Único
- * Após o uso devem ser descartados em local apropriado.

	<p>SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE</p> <p>NEVE</p>	<p>FICHA TÉCNICA MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL</p>	<p>Rev.01</p>
-----------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------	---------------

4. ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE:

O produto deve ser armazenado e transportado em local limpo, seco e fresco protegido de poeira e umidade.

5. CÓDIGO DE BARRAS:

Números dos códigos de barra do produto Máscara Cirúrgica Descartável:

789817281714-3	MASCARA DESC. TRIPLA C/ELÁSTICO C/CLIPES NASAL PCT/50
789817281710-5	MASCARA DESC. DUPLA C/ELASTICO S/CLIPES NASAL PCT/50
789817291505-4	MASC. DESC. TRIPLA C/TIRAS PCT 50 UN.

6. NART DE VENDA:

Números do Nart de Venda do produto Máscara Cirúrgica Descartável:

79114-00002-00	MASCARA DESC. TRIPLA C/ELÁSTICO C/CLIPES NASAL PCT/50
79114-00004-00	MASCARA DESC. DUPLA C/ELASTICO S/CLIPES NASAL PCT/50
79114-00010-00	MASC. DESC. TRIPLA C/TIRAS PCT 50 UN.

7. QUANTIDADE DO PRODUTO NA CAIXA DE EMBARQUE:

79114-00002-00	15 Pacotes
79114-00004-00	30 Pacotes
79114-00010-00	15 Pacotes

8. VALIDADE:

05 anos após a data de fabricação, se armazenado em local adequado