

JOBST® UltraSheer com Silicone

Meia de compressão preventiva e terapêutica



Fotos meramente ilustrativas

Descrição: Meia de compressão degressiva feminina disponível em diversos graus de compressão. Composta por Poliamida, Elastano e Silicone. Disponível em modelo meia coxa (sete oitavos), com ponteira (dedos) aberta ou fechada, diversas cores e tamanhos. A estrutura é em tricô 3D com alta elasticidade, calcanhar e ponteiros reforçados, textura permeável ao ar e altíssima transparência. Tecnologia Advanced Comfort permite maior distribuição da umidade e maior facilidade de evaporação. O grau de compressão 15-20mmHg é indicado para pacientes com pernas cansadas, pesadas e que tendem a inchar e para pacientes com veias reticulares. O grau 20-30mmHg atende pacientes com varizes e edema e em início de tratamento de tromboflebite superficial, pós-cirúrgico e pós escleroterapia. O grau 30-40mmHg trata pacientes com edema severo e/ou que desejam prevenir o reaparecimento de úlceras venosas e a insuficiência venosa crônica e suas sequelas. Independentemente do nível de compressão, o produto aplica um gradiente continuamente decrescente de distal para proximal aumentando a velocidade do fluxo sanguíneo e reduzindo a estase venosa.

Apresentação:

CÓDIGO NART	CÓDIGO SIMPRO	CÓDIGO BRASÍNDICE	APRESENTAÇÃO	QUANTIDADE
75425-05	-	-	15-20mmHg – Meia coxa – Natural – Aberta <i>Pequeno</i>	Contém 01 par
75426-05	-	-	15-20mmHg – Meia coxa – Natural – Aberta <i>Médio</i>	Contém 01 par
75427-05	-	-	15-20mmHg – Meia coxa – Natural – Aberta <i>Grande</i>	Contém 01 par
75428-05	-	-	15-20mmHg – Meia coxa – Natural – Aberta <i>Extra Grande</i>	Contém 01 par
75169-04	-	-	15-20mmHg – Meia coxa – Preta – Fechada	Contém 01 par

Versão 00
26/dezembro/2019

			<i>Pequeno</i>	
75170-04	-	-	15-20mmHg – Meia coxa – Preta – Fechada <i>Médio</i>	Contém 01 par
75171-04	-	-	15-20mmHg – Meia coxa – Preta – Fechada <i>Grande</i>	Contém 01 par
75172-04	-	-	15-20mmHg – Meia coxa – Preta – Fechada <i>Extra Grande</i>	Contém 01 par
75169-22	-	-	15-20mmHg – Meia coxa – Natural – Fechada <i>Pequeno</i>	Contém 01 par
75170-22	-	-	15-20mmHg – Meia coxa – Natural – Fechada <i>Médio</i>	Contém 01 par
75171-22	-	-	15-20mmHg – Meia coxa – Natural – Fechada <i>Grande</i>	Contém 01 par
75172-22	-	-	15-20mmHg – Meia coxa – Natural – Fechada <i>Extra Grande</i>	Contém 01 par
75169-25	-	-	15-20mmHg – Meia coxa – Mel – Fechada <i>Pequeno</i>	Contém 01 par
75170-25	-	-	15-20mmHg – Meia coxa – Mel – Fechada <i>Médio</i>	Contém 01 par
75171-25	-	-	15-20mmHg – Meia coxa – Mel – Fechada <i>Grande</i>	Contém 01 par
75172-25	-	-	15-20mmHg – Meia coxa – Mel – Fechada <i>Extra Grande</i>	Contém 01 par
75439-06	-	-	20-30mmHg – Meia coxa – Natural – Aberta <i>Pequeno</i>	Contém 01 par
75440-06	-	-	20-30mmHg – Meia coxa – Natural – Aberta <i>Médio</i>	Contém 01 par
75441-06	-	-	20-30mmHg – Meia coxa – Natural – Aberta <i>Grande</i>	Contém 01 par
75442-06	-	-	20-30mmHg – Meia coxa – Natural – Aberta <i>Extra Grande</i>	Contém 01 par
75439-05	-	-	20-30mmHg – Meia coxa – Mel – Aberta <i>Pequeno</i>	Contém 01 par
75442-05	-	-	20-30mmHg – Meia coxa – Mel – Aberta <i>Extra Grande</i>	Contém 01 par
75205-27	-	-	20-30mmHg – Meia coxa – Mel – Fechada <i>Pequeno</i>	Contém 01 par
75206-27	-	-	20-30mmHg – Meia coxa – Mel – Fechada <i>Médio</i>	Contém 01 par
75207-27	-	-	20-30mmHg – Meia coxa – Mel – Fechada <i>Grande</i>	Contém 01 par
75208-27	-	-	20-30mmHg – Meia coxa – Mel – Fechada <i>Extra Grande</i>	Contém 01 par
75205-04	-	-	20-30mmHg – Meia coxa – Preta – Fechada <i>Pequeno</i>	Contém 01 par
75206-04	-	-	20-30mmHg – Meia coxa – Preta – Fechada <i>Médio</i>	Contém 01 par
75207-04	-	-	20-30mmHg – Meia coxa – Preta – Fechada <i>Grande</i>	Contém 01 par
75208-04	-	-	20-30mmHg – Meia coxa – Preta – Fechada <i>Extra Grande</i>	Contém 01 par
75453-02	-	-	30-40mmHg – Meia coxa – Natural – Fechada <i>Pequeno</i>	Contém 01 par
75455-02	-	-	30-40mmHg – Meia coxa – Natural – Fechada	Contém 01 par

			<i>Grande</i>	
75456-02	-	-	30-40mmHg – Meia coxa – Natural – Fechada <i>Extra Grande</i>	Contém 01 par
75453-01	-	-	30-40mmHg – Meia coxa – Preta – Fechada <i>Pequeno</i>	Contém 01 par
75454-01	-	-	30-40mmHg – Meia coxa – Preta – Fechada <i>Médio</i>	Contém 01 par
75455-01	-	-	30-40mmHg – Meia coxa – Preta – Fechada <i>Grande</i>	Contém 01 par
75245-20	-	-	30-40mmHg – Meia coxa – Natural – Fechada <i>Pequeno</i>	Contém 01 par
75246-20	-	-	30-40mmHg – Meia coxa – Natural – Fechada <i>Médio</i>	Contém 01 par
75247-20	-	-	30-40mmHg – Meia coxa – Natural – Fechada <i>Grande</i>	Contém 01 par
75248-20	-	-	30-40mmHg – Meia coxa – Natural – Fechada <i>Extra Grande</i>	Contém 01 par
75245-23	-	-	30-40mmHg – Meia coxa – Mel – Fechada <i>Pequeno</i>	Contém 01 par
75246-23	-	-	30-40mmHg – Meia coxa – Mel – Fechada <i>Médio</i>	Contém 01 par
75247-23	-	-	30-40mmHg – Meia coxa – Mel – Fechada <i>Grande</i>	Contém 01 par
75248-23	-	-	30-40mmHg – Meia coxa – Mel – Fechada <i>Extra Grande</i>	Contém 01 par
75245-04	-	-	30-40mmHg – Meia coxa – Preta – Fechada <i>Pequeno</i>	Contém 01 par
75246-04	-	-	30-40mmHg – Meia coxa – Preta – Fechada <i>Médio</i>	Contém 01 par
75247-04	-	-	30-40mmHg – Meia coxa – Preta – Fechada <i>Grande</i>	Contém 01 par

Validade: Indeterminado.

Esterilidade: Não estéril.

Marca: BSN Medical.

Fabricante: BSN Medical Inc. – Estados Unidos da América.

Registro Anvisa: 10224000101.

Validade do Registro: Não aplicável.

NCM: 30.05.9090.