

JOBST® UltraSheer

Meia de compressão preventiva e terapêutica



Fotos meramente ilustrativas

Descrição: Meia de compressão feminina que aplica um gradiente continuamente decrescente de distal para proximal aumentando a velocidade do fluxo sanguíneo e reduzindo a estase venosa, disponível em diversos graus de compressão. Composta por Poliamida e Elastano. Disponível em modelos panturrilha (três quartos), meia coxa (sete oitavos), meia calça e meia calça gestante, com ponteira (dedos) aberta ou fechada, diversas cores e tamanhos. A estrutura é em tricô 3D com alta elasticidade, calcanhar e ponteiros reforçados, textura permeável ao ar e altíssima transparência. Tecnologia Advanced Comfort permite maior distribuição da umidade e maior facilidade de evaporação. O grau de compressão 15-20mmHg é indicado para pacientes com pernas cansadas, pesadas e que tendem a inchar e para pacientes com veias reticulares. O grau 20-30mmHg atende pacientes com varizes e edema e em início de tratamento de tromboflebite superficial, pós-cirúrgico e pós escleroterapia. O grau 30-40mmHg trata pacientes com edema severo e/ou que desejam prevenir o reaparecimento de úlceras venosas e a insuficiência venosa crônica e suas sequelas. Independentemente do nível de compressão, o produto aplica um gradiente continuamente decrescente de distal para proximal aumentando a velocidade do fluxo sanguíneo e reduzindo a estase venosa.

Apresentação:

| CÓDIGO NART | CÓDIGO SIMPRO | CÓDIGO BRASÍNDICE | APRESENTAÇÃO | QUANTIDADE |
|-------------|---------------|-------------------|---|---------------|
| 75165-25 | - | - | 15-20mmHg – Panturrilha – Natural – Fechada <i>Pequeno</i> | Contém 01 par |
| 75166-25 | - | - | 15-20mmHg – Panturrilha – Natural – Fechada <i>Médio</i> | Contém 01 par |
| 75167-25 | - | - | 15-20mmHg – Panturrilha – Natural – Fechada <i>Grande</i> | Contém 01 par |

Versão 01
29/setembro/2020

| | | | | |
|----------|---|---|--|---------------|
| 75168-25 | - | - | 15-20mmHg – Panturrilha – Natural – Fechada <i>Extra Grande</i> | Contém 01 par |
| 75165-30 | - | - | 15-20mmHg – Panturrilha – Natural – Aberta <i>Pequeno</i> | Contém 01 par |
| 75166-30 | - | - | 15-20mmHg – Panturrilha – Natural – Aberta <i>Médio</i> | Contém 01 par |
| 75167-30 | - | - | 15-20mmHg – Panturrilha – Natural – Aberta <i>Grande</i> | Contém 01 par |
| 75168-30 | - | - | 15-20mmHg – Panturrilha – Natural – Aberta <i>Extra Grande</i> | Contém 01 par |
| 75165-28 | - | - | 15-20mmHg – Panturrilha – Mel – Fechada <i>Pequeno</i> | Contém 01 par |
| 75166-28 | - | - | 15-20mmHg – Panturrilha – Mel – Fechada <i>Médio</i> | Contém 01 par |
| 75167-28 | - | - | 15-20mmHg – Panturrilha – Mel – Fechada <i>Grande</i> | Contém 01 par |
| 75168-28 | - | - | 15-20mmHg – Panturrilha – Mel – Fechada <i>Extra Grande</i> | Contém 01 par |
| 75165-04 | - | - | 15-20mmHg – Panturrilha – Preta – Fechada <i>Pequeno</i> | Contém 01 par |
| 75166-04 | - | - | 15-20mmHg – Panturrilha – Preta – Fechada <i>Médio</i> | Contém 01 par |
| 75167-04 | - | - | 15-20mmHg – Panturrilha – Preta – Fechada <i>Grande</i> | Contém 01 par |
| 75168-04 | - | - | 15-20mmHg – Panturrilha – Preta – Fechada <i>Extra Grande</i> | Contém 01 par |
| 75173-12 | - | - | 15-20mmHg – Meia calça – Natural – Fechada <i>Pequeno</i> | Contém 01 par |
| 75174-12 | - | - | 15-20mmHg – Meia calça – Natural – Fechada <i>Médio</i> | Contém 01 par |
| 75175-12 | - | - | 15-20mmHg – Meia calça – Natural – Fechada <i>Grande</i> | Contém 01 par |
| 75176-12 | - | - | 15-20mmHg – Meia calça – Natural – Fechada <i>Extra Grande</i> | Contém 01 par |
| 75173-15 | - | - | 15-20mmHg – Meia calça – Mel – Fechada <i>Pequeno</i> | Contém 01 par |
| 75174-15 | - | - | 15-20mmHg – Meia calça – Mel – Fechada <i>Médio</i> | Contém 01 par |
| 75175-15 | - | - | 15-20mmHg – Meia calça – Mel – Fechada <i>Grande</i> | Contém 01 par |
| 75176-15 | - | - | 15-20mmHg – Meia calça – Mel – Fechada <i>Extra Grande</i> | Contém 01 par |
| 75173-04 | - | - | 15-20mmHg – Meia calça – Preta – Fechada <i>Pequeno</i> | Contém 01 par |
| 75174-04 | - | - | 15-20mmHg – Meia calça – Preta – Fechada <i>Médio</i> | Contém 01 par |
| 75175-04 | - | - | 15-20mmHg – Meia calça – Preta – Fechada <i>Grande</i> | Contém 01 par |
| 75176-04 | - | - | 15-20mmHg – Meia calça – Preta – Fechada <i>Extra Grande</i> | Contém 01 par |
| 75637-00 | - | - | 15-20mmHg – Meia calça – Preta Listrada – Fechada <i>Pequeno</i> | Contém 01 par |

| | | | | |
|----------|---|---|--|---------------|
| 75637-01 | - | - | 15-20mmHg – Meia calça – Preta Listrada – Fechada <i>Médio</i> | Contém 01 par |
| 75637-02 | - | - | 15-20mmHg – Meia calça – Preta Listrada – Fechada <i>Grande</i> | Contém 01 par |
| 75637-03 | - | - | 15-20mmHg – Meia calça – Preta Listrada – Fechada <i>Extra Grande</i> | Contém 01 par |
| 75177-04 | - | - | 15-20mmHg – Meia calça gestante – Natural – Fechada <i>Pequeno</i> | Contém 01 par |
| 75178-04 | - | - | 15-20mmHg – Meia calça gestante – Natural – Fechada <i>Médio</i> | Contém 01 par |
| 75179-04 | - | - | 15-20mmHg – Meia calça gestante – Natural – Fechada <i>Grande</i> | Contém 01 par |
| 75180-04 | - | - | 15-20mmHg – Meia calça gestante – Natural – Fechada <i>Extra Grande</i> | Contém 01 par |
| 75177-01 | - | - | 15-20mmHg – Meia calça gestante – Preta – Fechada <i>Pequeno</i> | Contém 01 par |
| 75178-01 | - | - | 15-20mmHg – Meia calça gestante – Preta – Fechada <i>Médio</i> | Contém 01 par |
| 75179-01 | - | - | 15-20mmHg – Meia calça gestante – Preta – Fechada <i>Grande</i> | Contém 01 par |
| 75201-29 | - | - | 20-30mmHg – Panturrilha – Natural – Aberta <i>Pequeno</i> | Contém 01 par |
| 75202-29 | - | - | 20-30mmHg – Panturrilha – Natural – Aberta <i>Médio</i> | Contém 01 par |
| 75203-29 | - | - | 20-30mmHg – Panturrilha – Natural – Aberta <i>Grande</i> | Contém 01 par |
| 75204-29 | - | - | 20-30mmHg – Panturrilha – Natural – Aberta <i>Extra Grande</i> | Contém 01 par |
| 75201-19 | - | - | 20-30mmHg – Panturrilha – Natural – Fechada <i>Pequeno</i> | Contém 01 par |
| 75202-19 | - | - | 20-30mmHg – Panturrilha – Natural – Fechada <i>Médio</i> | Contém 01 par |
| 75203-19 | - | - | 20-30mmHg – Panturrilha – Natural – Fechada <i>Grande</i> | Contém 01 par |
| 75204-19 | - | - | 20-30mmHg – Panturrilha – Natural – Fechada <i>Extra Grande</i> | Contém 01 par |
| 75201-28 | - | - | 20-30mmHg – Panturrilha – Mel – Aberta <i>Pequeno</i> | Contém 01 par |
| 75202-28 | - | - | 20-30mmHg – Panturrilha – Mel – Aberta <i>Médio</i> | Contém 01 par |
| 75203-28 | - | - | 20-30mmHg – Panturrilha – Mel – Aberta <i>Grande</i> | Contém 01 par |
| 75204-28 | - | - | 20-30mmHg – Panturrilha – Mel – Aberta <i>Extra Grande</i> | Contém 01 par |

| | | | | |
|----------|---|---|---|---------------|
| 75201-23 | - | - | 20-30mmHg – Panturrilha – Mel – Fechada <i>Pequeno</i> | Contém 01 par |
| 75202-23 | - | - | 20-30mmHg – Panturrilha – Mel – Fechada <i>Médio</i> | Contém 01 par |
| 75203-23 | - | - | 20-30mmHg – Panturrilha – Mel – Fechada <i>Grande</i> | Contém 01 par |
| 75204-23 | - | - | 20-30mmHg – Panturrilha – Mel – Fechada <i>Extra Grande</i> | Contém 01 par |
| 75201-04 | - | - | 20-30mmHg – Panturrilha – Preta – Fechada <i>Pequeno</i> | Contém 01 par |
| 75202-04 | - | - | 20-30mmHg – Panturrilha – Preta – Fechada <i>Médio</i> | Contém 01 par |
| 75203-04 | - | - | 20-30mmHg – Panturrilha – Preta – Fechada <i>Grande</i> | Contém 01 par |
| 75204-04 | - | - | 20-30mmHg – Panturrilha – Preta – Fechada <i>Extra Grande</i> | Contém 01 par |
| 75201-30 | - | - | 20-30mmHg – Panturrilha – Bronze – Fechada <i>Pequeno</i> | Contém 01 par |
| 75202-30 | - | - | 20-30mmHg – Panturrilha – Bronze – Fechada <i>Médio</i> | Contém 01 par |
| 75203-30 | - | - | 20-30mmHg – Panturrilha – Bronze – Fechada <i>Grande</i> | Contém 01 par |
| 75209-13 | - | - | 20-30mmHg – Meia calça – Natural – Fechada <i>Pequeno</i> | Contém 01 par |
| 75210-13 | - | - | 20-30mmHg – Meia calça – Natural – Fechada <i>Médio</i> | Contém 01 par |
| 75211-13 | - | - | 20-30mmHg – Meia calça – Natural – Fechada <i>Grande</i> | Contém 01 par |
| 75212-13 | - | - | 20-30mmHg – Meia calça – Natural – Fechada <i>Extra Grande</i> | Contém 01 par |
| 75209-17 | - | - | 20-30mmHg – Meia calça – Mel – Fechada <i>Pequeno</i> | Contém 01 par |
| 75210-17 | - | - | 20-30mmHg – Meia calça – Mel – Fechada <i>Médio</i> | Contém 01 par |
| 75211-17 | - | - | 20-30mmHg – Meia calça – Mel – Fechada <i>Grande</i> | Contém 01 par |
| 75212-17 | - | - | 20-30mmHg – Meia calça – Mel – Fechada <i>Extra Grande</i> | Contém 01 par |
| 75209-18 | - | - | 20-30mmHg – Meia calça – Bronze – Fechada <i>Pequeno</i> | Contém 01 par |
| 75210-18 | - | - | 20-30mmHg – Meia calça – Bronze – Fechada <i>Médio</i> | Contém 01 par |
| 75211-18 | - | - | 20-30mmHg – Meia calça – Bronze – Fechada <i>Grande</i> | Contém 01 par |
| 75212-18 | - | - | 20-30mmHg – Meia calça – Bronze – Fechada <i>Extra Grande</i> | Contém 01 par |
| 75209-04 | - | - | 20-30mmHg – Meia calça – Preta – Fechada <i>Pequeno</i> | Contém 01 par |
| 75210-04 | - | - | 20-30mmHg – Meia calça – Preta – Fechada <i>Médio</i> | Contém 01 par |
| 75211-04 | - | - | 20-30mmHg – Meia calça – Preta – Fechada <i>Grande</i> | Contém 01 par |
| 75212-04 | - | - | 20-30mmHg – Meia calça – Preta – Fechada <i>Extra Grande</i> | Contém 01 par |

| | | | | |
|----------|---|---|--|---------------|
| 75213-03 | - | - | 20-30mmHg – Meia calça gestante – Preta – Fechada <i>Pequeno</i> | Contém 01 par |
| 75213-06 | - | - | 20-30mmHg – Meia calça gestante – Natural – Fechada <i>Pequeno</i> | Contém 01 par |
| 75214-03 | - | - | 20-30mmHg – Meia calça gestante – Preta – Fechada <i>Médio</i> | Contém 01 par |
| 75214-06 | - | - | 20-30mmHg – Meia calça gestante – Natural – Fechada <i>Médio</i> | Contém 01 par |
| 75215-06 | - | - | 20-30mmHg – Meia calça gestante – Natural – Fechada <i>Grande</i> | Contém 01 par |
| 75216-03 | - | - | 20-30mmHg – Meia calça gestante – Preta – Fechada <i>Extra Grande</i> | Contém 01 par |
| 75216-06 | - | - | 20-30mmHg – Meia calça gestante – Natural – Fechada <i>Extra Grande</i> | Contém 01 par |
| 75241-21 | - | - | 30-40mmHg – Panturrilha – Natural – Fechada <i>Pequeno</i> | Contém 01 par |
| 75242-21 | - | - | 30-40mmHg – Panturrilha – Natural – Fechada <i>Médio</i> | Contém 01 par |
| 75243-21 | - | - | 30-40mmHg – Panturrilha – Natural – Fechada <i>Grande</i> | Contém 01 par |
| 75244-21 | - | - | 30-40mmHg – Panturrilha – Natural – Fechada <i>Extra Grande</i> | Contém 01 par |
| 75241-28 | - | - | 30-40mmHg – Panturrilha – Natural – Aberta <i>Pequeno</i> | Contém 01 par |
| 75242-28 | - | - | 30-40mmHg – Panturrilha – Natural – Aberta <i>Médio</i> | Contém 01 par |
| 75243-28 | - | - | 30-40mmHg – Panturrilha – Natural – Aberta <i>Grande</i> | Contém 01 par |
| 75244-28 | - | - | 30-40mmHg – Panturrilha – Natural – Aberta <i>Extra Grande</i> | Contém 01 par |
| 75241-24 | - | - | 30-40mmHg – Panturrilha – Mel – Fechada <i>Pequeno</i> | Contém 01 par |
| 75242-24 | - | - | 30-40mmHg – Panturrilha – Mel – Fechada <i>Médio</i> | Contém 01 par |
| 75243-24 | - | - | 30-40mmHg – Panturrilha – Mel – Fechada <i>Grande</i> | Contém 01 par |
| 75244-24 | - | - | 30-40mmHg – Panturrilha – Mel – Fechada <i>Extra Grande</i> | Contém 01 par |
| 75241-04 | - | - | 30-40mmHg – Panturrilha – Preta – Fechada <i>Pequeno</i> | Contém 01 par |
| 75242-04 | - | - | 30-40mmHg – Panturrilha – Preta – Fechada <i>Médio</i> | Contém 01 par |
| 75243-04 | - | - | 30-40mmHg – Panturrilha – Preta – Fechada <i>Grande</i> | Contém 01 par |
| 75244-04 | - | - | 30-40mmHg – Panturrilha – Preta – Fechada <i>Extra Grande</i> | Contém 01 par |

| | | | | |
|----------|---|---|---|---------------|
| 75249-13 | - | - | 30-40mmHg – Meia calça – Natural – Fechada <i>Pequeno</i> | Contém 01 par |
| 75250-13 | - | - | 30-40mmHg – Meia calça – Natural – Fechada <i>Médio</i> | Contém 01 par |
| 75251-13 | - | - | 30-40mmHg – Meia calça – Natural – Fechada <i>Grande</i> | Contém 01 par |
| 75252-13 | - | - | 30-40mmHg – Meia calça – Natural – Fechada <i>Extra Grande</i> | Contém 01 par |
| 75249-16 | - | - | 30-40mmHg – Meia calça – Mel – Fechada <i>Pequeno</i> | Contém 01 par |
| 75250-16 | - | - | 30-40mmHg – Meia calça – Mel – Fechada <i>Médio</i> | Contém 01 par |
| 75251-16 | - | - | 30-40mmHg – Meia calça – Mel – Fechada <i>Grande</i> | Contém 01 par |
| 75252-16 | - | - | 30-40mmHg – Meia calça – Mel – Fechada <i>Extra Grande</i> | Contém 01 par |
| 75249-04 | - | - | 30-40mmHg – Meia calça – Preta – Fechada <i>Pequeno</i> | Contém 01 par |
| 75250-04 | - | - | 30-40mmHg – Meia calça – Preta – Fechada <i>Médio</i> | Contém 01 par |
| 75251-04 | - | - | 30-40mmHg – Meia calça – Preta – Fechada <i>Grande</i> | Contém 01 par |

Validade: Indeterminado.

Esterilidade: Não estéril.

Marca: BSN Medical.

Fabricante: BSN Medical Inc. – Estados Unidos da América.

Registro Anvisa: 10224000100.

Validade do Registro: Não aplicável.

NCM: 30.05.9090.