

## JOBST® UltraSheer

### Meia de compressão preventiva e terapêutica



Fotos meramente ilustrativas

**Descrição:** Meia de compressão feminina que aplica um gradiente continuamente decrescente de distal para proximal aumentando a velocidade do fluxo sanguíneo e reduzindo a estase venosa, disponível em diversos graus de compressão. Composta por Poliamida e Elastano. Disponível em modelos panturrilha (três quartos), meia coxa (sete oitavos), meia calça e meia calça gestante, com ponteira (dedos) aberta ou fechada, diversas cores e tamanhos. A estrutura é em tricô 3D com alta elasticidade, calcanhar e ponteiros reforçados, textura permeável ao ar e altíssima transparência. Tecnologia Advanced Comfort permite maior distribuição da umidade e maior facilidade de evaporação. O grau de compressão 15-20mmHg é indicado para pacientes com pernas cansadas, pesadas e que tendem a inchar e para pacientes com veias reticulares. O grau 20-30mmHg atende pacientes com varizes e edema e em início de tratamento de tromboflebite superficial, pós-cirúrgico e pós escleroterapia. O grau 30-40mmHg trata pacientes com edema severo e/ou que desejam prevenir o reaparecimento de úlceras venosas e a insuficiência venosa crônica e suas sequelas. Independentemente do nível de compressão, o produto aplica um gradiente continuamente decrescente de distal para proximal aumentando a velocidade do fluxo sanguíneo e reduzindo a estase venosa.

### Apresentação:

CÓDIGO NART	CÓDIGO SIMPRO	CÓDIGO BRASÍNDICE	APRESENTAÇÃO	QUANTIDADE
75165-25	-	-	15-20mmHg – Panturrilha – Natural – Fechada <i>Pequeno</i>	Contém 01 par
75166-25	-	-	15-20mmHg – Panturrilha – Natural – Fechada <i>Médio</i>	Contém 01 par
75167-25	-	-	15-20mmHg – Panturrilha – Natural – Fechada <i>Grande</i>	Contém 01 par

Versão 01  
29/setembro/2020

75168-25	-	-	15-20mmHg – Panturrilha – Natural – Fechada <i>Extra Grande</i>	Contém 01 par
75165-30	-	-	15-20mmHg – Panturrilha – Natural – Aberta <i>Pequeno</i>	Contém 01 par
75166-30	-	-	15-20mmHg – Panturrilha – Natural – Aberta <i>Médio</i>	Contém 01 par
75167-30	-	-	15-20mmHg – Panturrilha – Natural – Aberta <i>Grande</i>	Contém 01 par
75168-30	-	-	15-20mmHg – Panturrilha – Natural – Aberta <i>Extra Grande</i>	Contém 01 par
75165-28	-	-	15-20mmHg – Panturrilha – Mel – Fechada <i>Pequeno</i>	Contém 01 par
75166-28	-	-	15-20mmHg – Panturrilha – Mel – Fechada <i>Médio</i>	Contém 01 par
75167-28	-	-	15-20mmHg – Panturrilha – Mel – Fechada <i>Grande</i>	Contém 01 par
75168-28	-	-	15-20mmHg – Panturrilha – Mel – Fechada <i>Extra Grande</i>	Contém 01 par
75165-04	-	-	15-20mmHg – Panturrilha – Preta – Fechada <i>Pequeno</i>	Contém 01 par
75166-04	-	-	15-20mmHg – Panturrilha – Preta – Fechada <i>Médio</i>	Contém 01 par
75167-04	-	-	15-20mmHg – Panturrilha – Preta – Fechada <i>Grande</i>	Contém 01 par
75168-04	-	-	15-20mmHg – Panturrilha – Preta – Fechada <i>Extra Grande</i>	Contém 01 par
75173-12	-	-	15-20mmHg – Meia calça – Natural – Fechada <i>Pequeno</i>	Contém 01 par
75174-12	-	-	15-20mmHg – Meia calça – Natural – Fechada <i>Médio</i>	Contém 01 par
75175-12	-	-	15-20mmHg – Meia calça – Natural – Fechada <i>Grande</i>	Contém 01 par
75176-12	-	-	15-20mmHg – Meia calça – Natural – Fechada <i>Extra Grande</i>	Contém 01 par
75173-15	-	-	15-20mmHg – Meia calça – Mel – Fechada <i>Pequeno</i>	Contém 01 par
75174-15	-	-	15-20mmHg – Meia calça – Mel – Fechada <i>Médio</i>	Contém 01 par
75175-15	-	-	15-20mmHg – Meia calça – Mel – Fechada <i>Grande</i>	Contém 01 par
75176-15	-	-	15-20mmHg – Meia calça – Mel – Fechada <i>Extra Grande</i>	Contém 01 par
75173-04	-	-	15-20mmHg – Meia calça – Preta – Fechada <i>Pequeno</i>	Contém 01 par
75174-04	-	-	15-20mmHg – Meia calça – Preta – Fechada <i>Médio</i>	Contém 01 par
75175-04	-	-	15-20mmHg – Meia calça – Preta – Fechada <i>Grande</i>	Contém 01 par
75176-04	-	-	15-20mmHg – Meia calça – Preta – Fechada <i>Extra Grande</i>	Contém 01 par
75637-00	-	-	15-20mmHg – Meia calça – Preta Listrada – Fechada <i>Pequeno</i>	Contém 01 par

75637-01	-	-	15-20mmHg – Meia calça – Preta Listrada – Fechada <i>Médio</i>	Contém 01 par
75637-02	-	-	15-20mmHg – Meia calça – Preta Listrada – Fechada <i>Grande</i>	Contém 01 par
75637-03	-	-	15-20mmHg – Meia calça – Preta Listrada – Fechada <i>Extra Grande</i>	Contém 01 par
75177-04	-	-	15-20mmHg – Meia calça gestante – Natural – Fechada <i>Pequeno</i>	Contém 01 par
75178-04	-	-	15-20mmHg – Meia calça gestante – Natural – Fechada <i>Médio</i>	Contém 01 par
75179-04	-	-	15-20mmHg – Meia calça gestante – Natural – Fechada <i>Grande</i>	Contém 01 par
75180-04	-	-	15-20mmHg – Meia calça gestante – Natural – Fechada <i>Extra Grande</i>	Contém 01 par
75177-01	-	-	15-20mmHg – Meia calça gestante – Preta – Fechada <i>Pequeno</i>	Contém 01 par
75178-01	-	-	15-20mmHg – Meia calça gestante – Preta – Fechada <i>Médio</i>	Contém 01 par
75179-01	-	-	15-20mmHg – Meia calça gestante – Preta – Fechada <i>Grande</i>	Contém 01 par
75201-29	-	-	20-30mmHg – Panturrilha – Natural – Aberta <i>Pequeno</i>	Contém 01 par
75202-29	-	-	20-30mmHg – Panturrilha – Natural – Aberta <i>Médio</i>	Contém 01 par
75203-29	-	-	20-30mmHg – Panturrilha – Natural – Aberta <i>Grande</i>	Contém 01 par
75204-29	-	-	20-30mmHg – Panturrilha – Natural – Aberta <i>Extra Grande</i>	Contém 01 par
75201-19	-	-	20-30mmHg – Panturrilha – Natural – Fechada <i>Pequeno</i>	Contém 01 par
75202-19	-	-	20-30mmHg – Panturrilha – Natural – Fechada <i>Médio</i>	Contém 01 par
75203-19	-	-	20-30mmHg – Panturrilha – Natural – Fechada <i>Grande</i>	Contém 01 par
75204-19	-	-	20-30mmHg – Panturrilha – Natural – Fechada <i>Extra Grande</i>	Contém 01 par
75201-28	-	-	20-30mmHg – Panturrilha – Mel – Aberta <i>Pequeno</i>	Contém 01 par
75202-28	-	-	20-30mmHg – Panturrilha – Mel – Aberta <i>Médio</i>	Contém 01 par
75203-28	-	-	20-30mmHg – Panturrilha – Mel – Aberta <i>Grande</i>	Contém 01 par
75204-28	-	-	20-30mmHg – Panturrilha – Mel – Aberta <i>Extra Grande</i>	Contém 01 par

75201-23	-	-	20-30mmHg – Panturrilha – Mel – Fechada <i>Pequeno</i>	Contém 01 par
75202-23	-	-	20-30mmHg – Panturrilha – Mel – Fechada <i>Médio</i>	Contém 01 par
75203-23	-	-	20-30mmHg – Panturrilha – Mel – Fechada <i>Grande</i>	Contém 01 par
75204-23	-	-	20-30mmHg – Panturrilha – Mel – Fechada <i>Extra Grande</i>	Contém 01 par
75201-04	-	-	20-30mmHg – Panturrilha – Preta – Fechada <i>Pequeno</i>	Contém 01 par
75202-04	-	-	20-30mmHg – Panturrilha – Preta – Fechada <i>Médio</i>	Contém 01 par
75203-04	-	-	20-30mmHg – Panturrilha – Preta – Fechada <i>Grande</i>	Contém 01 par
75204-04	-	-	20-30mmHg – Panturrilha – Preta – Fechada <i>Extra Grande</i>	Contém 01 par
75201-30	-	-	20-30mmHg – Panturrilha – Bronze – Fechada <i>Pequeno</i>	Contém 01 par
75202-30	-	-	20-30mmHg – Panturrilha – Bronze – Fechada <i>Médio</i>	Contém 01 par
75203-30	-	-	20-30mmHg – Panturrilha – Bronze – Fechada <i>Grande</i>	Contém 01 par
75209-13	-	-	20-30mmHg – Meia calça – Natural – Fechada <i>Pequeno</i>	Contém 01 par
75210-13	-	-	20-30mmHg – Meia calça – Natural – Fechada <i>Médio</i>	Contém 01 par
75211-13	-	-	20-30mmHg – Meia calça – Natural – Fechada <i>Grande</i>	Contém 01 par
75212-13	-	-	20-30mmHg – Meia calça – Natural – Fechada <i>Extra Grande</i>	Contém 01 par
75209-17	-	-	20-30mmHg – Meia calça – Mel – Fechada <i>Pequeno</i>	Contém 01 par
75210-17	-	-	20-30mmHg – Meia calça – Mel – Fechada <i>Médio</i>	Contém 01 par
75211-17	-	-	20-30mmHg – Meia calça – Mel – Fechada <i>Grande</i>	Contém 01 par
75212-17	-	-	20-30mmHg – Meia calça – Mel – Fechada <i>Extra Grande</i>	Contém 01 par
75209-18	-	-	20-30mmHg – Meia calça – Bronze – Fechada <i>Pequeno</i>	Contém 01 par
75210-18	-	-	20-30mmHg – Meia calça – Bronze – Fechada <i>Médio</i>	Contém 01 par
75211-18	-	-	20-30mmHg – Meia calça – Bronze – Fechada <i>Grande</i>	Contém 01 par
75212-18	-	-	20-30mmHg – Meia calça – Bronze – Fechada <i>Extra Grande</i>	Contém 01 par
75209-04	-	-	20-30mmHg – Meia calça – Preta – Fechada <i>Pequeno</i>	Contém 01 par
75210-04	-	-	20-30mmHg – Meia calça – Preta – Fechada <i>Médio</i>	Contém 01 par
75211-04	-	-	20-30mmHg – Meia calça – Preta – Fechada <i>Grande</i>	Contém 01 par
75212-04	-	-	20-30mmHg – Meia calça – Preta – Fechada <i>Extra Grande</i>	Contém 01 par

75213-03	-	-	20-30mmHg – Meia calça gestante – Preta – Fechada <i>Pequeno</i>	Contém 01 par
75213-06	-	-	20-30mmHg – Meia calça gestante – Natural – Fechada <i>Pequeno</i>	Contém 01 par
75214-03	-	-	20-30mmHg – Meia calça gestante – Preta – Fechada <i>Médio</i>	Contém 01 par
75214-06	-	-	20-30mmHg – Meia calça gestante – Natural – Fechada <i>Médio</i>	Contém 01 par
75215-06	-	-	20-30mmHg – Meia calça gestante – Natural – Fechada <i>Grande</i>	Contém 01 par
75216-03	-	-	20-30mmHg – Meia calça gestante – Preta – Fechada <i>Extra Grande</i>	Contém 01 par
75216-06	-	-	20-30mmHg – Meia calça gestante – Natural – Fechada <i>Extra Grande</i>	Contém 01 par
75241-21	-	-	30-40mmHg – Panturrilha – Natural – Fechada <i>Pequeno</i>	Contém 01 par
75242-21	-	-	30-40mmHg – Panturrilha – Natural – Fechada <i>Médio</i>	Contém 01 par
75243-21	-	-	30-40mmHg – Panturrilha – Natural – Fechada <i>Grande</i>	Contém 01 par
75244-21	-	-	30-40mmHg – Panturrilha – Natural – Fechada <i>Extra Grande</i>	Contém 01 par
75241-28	-	-	30-40mmHg – Panturrilha – Natural – Aberta <i>Pequeno</i>	Contém 01 par
75242-28	-	-	30-40mmHg – Panturrilha – Natural – Aberta <i>Médio</i>	Contém 01 par
75243-28	-	-	30-40mmHg – Panturrilha – Natural – Aberta <i>Grande</i>	Contém 01 par
75244-28	-	-	30-40mmHg – Panturrilha – Natural – Aberta <i>Extra Grande</i>	Contém 01 par
75241-24	-	-	30-40mmHg – Panturrilha – Mel – Fechada <i>Pequeno</i>	Contém 01 par
75242-24	-	-	30-40mmHg – Panturrilha – Mel – Fechada <i>Médio</i>	Contém 01 par
75243-24	-	-	30-40mmHg – Panturrilha – Mel – Fechada <i>Grande</i>	Contém 01 par
75244-24	-	-	30-40mmHg – Panturrilha – Mel – Fechada <i>Extra Grande</i>	Contém 01 par
75241-04	-	-	30-40mmHg – Panturrilha – Preta – Fechada <i>Pequeno</i>	Contém 01 par
75242-04	-	-	30-40mmHg – Panturrilha – Preta – Fechada <i>Médio</i>	Contém 01 par
75243-04	-	-	30-40mmHg – Panturrilha – Preta – Fechada <i>Grande</i>	Contém 01 par
75244-04	-	-	30-40mmHg – Panturrilha – Preta – Fechada <i>Extra Grande</i>	Contém 01 par

75249-13	-	-	30-40mmHg – Meia calça – Natural – Fechada <i>Pequeno</i>	Contém 01 par
75250-13	-	-	30-40mmHg – Meia calça – Natural – Fechada <i>Médio</i>	Contém 01 par
75251-13	-	-	30-40mmHg – Meia calça – Natural – Fechada <i>Grande</i>	Contém 01 par
75252-13	-	-	30-40mmHg – Meia calça – Natural – Fechada <i>Extra Grande</i>	Contém 01 par
75249-16	-	-	30-40mmHg – Meia calça – Mel – Fechada <i>Pequeno</i>	Contém 01 par
75250-16	-	-	30-40mmHg – Meia calça – Mel – Fechada <i>Médio</i>	Contém 01 par
75251-16	-	-	30-40mmHg – Meia calça – Mel – Fechada <i>Grande</i>	Contém 01 par
75252-16	-	-	30-40mmHg – Meia calça – Mel – Fechada <i>Extra Grande</i>	Contém 01 par
75249-04	-	-	30-40mmHg – Meia calça – Preta – Fechada <i>Pequeno</i>	Contém 01 par
75250-04	-	-	30-40mmHg – Meia calça – Preta – Fechada <i>Médio</i>	Contém 01 par
75251-04	-	-	30-40mmHg – Meia calça – Preta – Fechada <i>Grande</i>	Contém 01 par

**Validade:** Indeterminado.

**Esterilidade:** Não estéril.

**Marca:** BSN Medical.

**Fabricante:** BSN Medical Inc. – Estados Unidos da América.

**Registro Anvisa:** 10224000100.

**Validade do Registro:** Não aplicável.

**NCM:** 30.05.9090.