

FICHA TÉCNICA

1- CARACTERIZAÇÃO DO PRODUTO:

Nome técnico do produto:

Vestimenta Hospitalar (código anvisa: 2501182)

Nome Comercial:

Avental de Procedimento Descartável - Neve.

Nº de Registro na anvisa: 81855830033

Responsável Técnico: Ramon Teles Marques CRQ IV REGIÃO- 04265845

MODELOS FABRICADOS E COMERCIALIZADOS:

Avental de Procedimento Descartável Neve - Manga Curta - PP

Avental de Procedimento Descartável Neve - Manga Curta - P

Avental de Procedimento Descartável Neve - Manga Curta - M

Avental de Procedimento Descartável Neve - Manga Curta - G

Avental de Procedimento Descartável Neve - Manga Curta - GG

Avental de Procedimento Descartável Neve - Manga Curta - EG

Avental de Procedimento Descartável Neve - Manga Longa - PP

Avental de Procedimento Descartável Neve - Manga Longa - P

Avental de Procedimento Descartável Neve - Manga Longa - M

Avental de Procedimento Descartável Neve - Manga Longa - G

Avental de Procedimento Descartável Neve - Manga longa - GG

Avental de Procedimento Descartável Neve - Manga Longa - EG

Apresentação comercial do Produto

O Avental de Procedimento Descartável Neve será apresentado em embalagem plástica primária, sendo pacotes com 10 nudades.

Descrição Geral do Produto:

O Avental de Procedimento Descartável Neve é confeccionados com material não tecido (sms) nas gramaturas de 15 g/m², 20 g/m², 25 g/m², 30 g/m², 35 g/m², 40 g/m², 45 g/m², 50 g/m², 55 g/m², 60 g/m², 65 g/m², 70 g/m², 75 g/m²

Modelos: com Manga Longa e ou Manga Curta, com elástico nos pulso e tiras para amarrar na cintura e no pescoço.

Tamanhos: PP (abaixo do pequeno); P (pequeno); M (média); G (grande); GG (maior que G). EG (extra grande)

Indicado como vestimenta/paramentação na execução de procedimentos hospitalares por equipe médica, enfermeiros, pacientes, acompanhantes e visitantes . podendo ser usado durante a execução ou acompanhamento de procedimentos laboratoriais e exames.

Produto não estéril.

Caso o cliente optar por esterilizar o produto, por E.T.O, proceder conforme os métodos, procedimentos e parâmetros estabelecidos na portaria interministerial 482/1999 e na NBR ISO 11135:2018

2. INSTRUÇÕES DE USO:

Deve ser usado como vestimentas tipo avental, durante a execução de procedimentos hospitalares e ou laboratoriais conforme as regras e procedimentos internos em locais específicos

Colocar o Avental de Procedimento Neve ajustando conforme necessidade.

3. PRECAUÇÕES E ADVERTÊNCIAS:

- * Não utilizar o produto caso a embalagem esteja danificada, aberta ou úmida.
- * Manter em local limpo, fresco e seco.
- * Após o uso devem ser descartados em local apropriado.
- * Produto não estéril.
- * Produto de uso Único, proibido reprocesso.

4. ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE:

O produto deve ser armazenado em sua embalagem original, em local seco, arejado e a temperatura ambiente protegido da luz solar direta, de forma a garantir a integridade física e da embalagem e do produto.

8. VALIDADE:

05 anos após a data de fabricação, se armazenado em local adequado.

RAMON TELES MARQUES
RESPONSÁVEL TÉCNICO / REGULATÓRIO



SAMILLY RODRIGUES
ENGENHARIA



ISMAEL MENDES
GESTÃO DA QUALIDADE



