



MAGIC³[®]

Cateter Intermitente

O cateter intermitente que você pode confiar

Delicado no tecido sensível | Fácil navegação | Fácil manuseio

Os cateteres Magic3[®] são os primeiros cateteres intermitentes fabricados com um material exclusivo com três camadas distintas de silicone. Cada camada apresenta uma característica especial e necessária para uma cateterização intermitente confortável, fácil e confiável. Isso significa que não há necessidade de renunciar a nada para que você tenha tudo o que precisa em um cateter intermitente.

Revelando a “mágica” da nossa tecnologia m³

Camada externa ultramacia desenvolvida para maximizar o conforto


A camada externa delicada é de silicone polido com superfície ultramacia. Isso proporciona maior lubrificação resultando em menor atrito e o mínimo de trauma no contato entre o cateter e o tecido sensível da uretra.

Camada intermediária firme para fácil manuseio

A camada intermediária de silicone patenteado fornece ao cateter um nível preciso de firmeza para inserção rápida e simples. Isso torna o cateter fácil de manusear sem comprometer o conforto proporcionado pela camada externa ultramacia.

Camada interna maleável para fácil navegação

A camada interna macia é feita com um silicone especialmente maleável, que ajuda a garantir que o cateter possa navegar pela uretra sem necessidade de muita força. Além disso, essa camada resiste a torções e potencializa as características hidrofóbicas do silicone para uma drenagem eficiente e confiável.



Acredite em algo mais

Por mais de 100 anos a BD Interventional tem desenvolvido, fabricado e comercializado dispositivos médicos descartáveis para tratamento urológico e continência. A linha do cateter intermitente todo de silicone Magic3[®] é o exemplo mais recente do nosso compromisso de fornecer soluções inovadoras para satisfazer as necessidades dos pacientes, cuidadores e médicos.

Sendo a última geração em cateteres intermitentes, o Magic3[®] proporciona maior independência, conforto e confiança para as pessoas que necessitam utilizá-los.



SureGrip™

Controle na ponta do cateter – Proporciona uma pega firme e segura na superfície escorregadia enquanto desliza suavemente pela haste do cateter proporcionando ao usuário maior controle durante a autocateterização.

Técnica de inserção sem toque – Permite que o cateter seja segurado firmemente sem que os dedos do usuário encostem na superfície, minimizando o risco de contaminação.

O dispositivo de pega Sure-grip™ é codificado por cor para identificar o tamanho em french.



O Cateter Intermitente Magic3[®] está disponível apenas com prescrição médica.

INFORMAÇÕES PARA PEDIDO

	Magic3 [®]	Magic3 [®] + Hidrofílico
Masculino - Comprimento (40 cm)	53310 – 53320 Anvisa: 80689090149	53610 – 53620 Anvisa: 80689090075 / 80689090152
Com Pega Sure-grip™		53610G – 53620G Anvisa: 80689090150
Com Ponta Coude + Pega Sure-grip™		50610 – 50618 Anvisa: 80689090150
Feminino – Comprimento (15 cm)	51310 – 51320 Anvisa: 80689090149	51610 – 51620 Anvisa: 80689090075 / 80689090152
Pediátrico - Comprimento (25 cm)	52306 – 52310 Anvisa: 80689090149	52606 – 52610 Anvisa: 80689090152
Com Pega Sure-grip™		52606G – 52610G Anvisa: 80689090150

*Os últimos dois dígitos em cada código indicam o tamanho (calibre) em French.

Resumo das Indicações e Advertências: Os cateteres intermitentes são para uso em pacientes adultos e pediátricos de ambos os sexos para drenagem de urina da bexiga. Reutilizar um dispositivo de uso único pode levar ao risco de infecção para o paciente ou usuário; pode comprometer o seu uso levando à falha do dispositivo e/ou lesão, doença ou morte do paciente. Favor consultar os rótulos e bulas dos produtos para informações de segurança mais detalhadas e instruções para uso.

BD Interventional

Rua Alexandre Dumas, 1976 - São Paulo - SP - 04717-004 - 0800 771 7157

www.bd.com | www.bardcare.com

BD, Magic3 e Sure-Grip são marcas e/ou marcas registradas da BD, ©2019 BD. BD, BD Logo e todas as outras marcas registradas são propriedade da Becton, Dickinson and Company. Todos os Direitos Reservados. 1502-24 02/15 THP P07/15 2.5M
BRM200153-R00

