



# MAGIC<sup>3</sup> Go™

Cateter intermitente com tecnologia CLEANGLIDE™

## Sem água. Sem Complicação.

O MAGIC<sup>3</sup> Go™ é um cateter intermitente de silicone pronto para uso com um revestimento hidrofílico que não requer do paciente nenhuma ativação nem com água, nem com qualquer lubrificante antes de sua utilização.

**Está pronto para usar, assim que é retirado da embalagem.**




*O Cateter MAGIC<sup>3</sup> Go<sup>™</sup> é um cateter pré-lubrificado em um tamanho adequado para mulheres, tem uma pega robusta para melhor controle, embalagem discreta e um revestimento hidrofílico que o mantém hidratado e pronto para usar assim que é retirado da embalagem. Não precisa estourar um sachê de água para umedecer ou lubrificar com qualquer outra substância.*

## Pega ergonômica

Proporciona uma pega segura e uma área sem toque para facilitar a inserção do cateter

## Cateter 100% de silicone

O cateter MAGIC<sup>3</sup> Go<sup>™</sup> com a tecnologia m<sup>3</sup> é o primeiro cateter intermitente feito com três camadas de silicone.



## Tecnologia exclusiva CLEANGLIDE<sup>™</sup>

Cateter MAGIC<sup>3</sup> Go<sup>™</sup> com três camadas de silicone

Tecnologia CLEANGLIDE<sup>™</sup>  
Revestimento hidrofílico

- Camada externa ultramacia projetada para maximizar o conforto
- Camada intermediária firme para facilitar o manuseio
- Camada interna maleável para facilitar a navegação do cateter pela uretra

## Quatro orifícios de tamanho confortável

Não é feito com látex de borracha natural, DEHP e/ou ftalatos.



A Tecnologia CLEANGLIDE<sup>™</sup> é a próxima geração de hidrogel lubrificante que é auto-hidratante, mantendo o revestimento hidrofílico e o cateter hidratados, não exigindo ativação do paciente com água antes de usar. Hidrogéis são amplamente usados hoje em dia em muitos produtos, incluindo lentes de contato, alimentos loções tópicas e colírios.

*Está pronto para usar, assim que é retirado da embalagem. Sem água, sem complicação.*



Tamanho CH / FR	Código do Item	Unidades por caixa
8 Fr	51808	30
10 Fr	51810	
12 Fr	51812	
14 Fr	51814	
16 Fr	51816	
18 Fr	51818	

Para mais informações sobre o Cateter intermitente MAGIC<sup>3</sup> Go<sup>™</sup> favor entrar em contato com o seu Representante da BD ou visite o site [www.bd.com](http://www.bd.com). Anvisa: 80689090170

**BD Interventional**  
Rua Alexandre Dumas, 1976 - São Paulo - SP - 04717-004 - 0800 771 7157

[www.bd.com](http://www.bd.com) | [www.bardcare.com](http://www.bardcare.com)

