

FICHA TÉCNICA

CARACTERIZAÇÃO DO PRODUTO:

Nome técnico do produto: Protetor

Nome Comercial: Campo cirúrgico de não tecido Estéril Neve

Reg. ANVISA: 81855830025

Responsável Técnico: Ramon Teles Marques - CRQ IV REGIÃO- 04265845

APRESENTAÇÃO COMERCIAL DO PRODUTO:

Os Campos cirúrgicos impermeáveis Estéreis Neve são primeiramente embalados em envelope pouche composto por papel grau cirúrgico e filme plástico.

Os envelopes por sua vez, são acondicionados em caixas de embarque, em quantidades de acordo com suas respectivas especificações.

DESCRIÇÃO GERAL DO PRODUTO:

Os Campos cirúrgicos impermeáveis Estéreis Neve são confeccionados em não tecido de alta qualidade, conferindo ao produto mais maleabilidade e segurança.

O Campo é confeccionado nos modelos a seguir:

CAMPO CIRÚRGICO IMPERMEÁVEL 1,30M X 1,80M- 1 UND ESTÉRIL

CAMPO CIRÚRGICO IMPERMEÁVEL 0,50CM X 0,50CM- 1 UND ESTÉRIL

CAMPO CIRÚRGICO IMPERMEÁVEL 0,60CM X 0,60CM- 1 UND ESTÉRIL

CAMPO CIRÚRGICO IMPERMEÁVEL 1,50M X 1,50M- 1 UND ESTÉRIL

CAMPO CIRÚRGICO IMPERMEÁVEL 0,90CM X 0,90CM- 1 UND ESTÉRIL

CAMPO CIRÚRGICO IMPERMEÁVEL 0,90CM X 1,40M- 1 UND ESTÉRIL

CAMPO CIRÚRGICO IMPERMEÁVEL 1,0M X 1,0M- 1 UND ESTÉRIL

CAMPO CIRÚRGICO IMPERMEÁVEL 1,40M X 2,20M- 1 UND ESTÉRIL

CAMPO CIRÚRGICO IMPERMEÁVEL 1,30M X 1,60M- 1 UND ESTÉRIL

CAMPO CIRÚRGICO IMPERMEÁVEL 2,0M x 2,0M- 1 UND ESTÉRIL

CAMPO CIRÚRGICO IMPERMEÁVEL 2,0M X 1,50M- 1 UND ESTÉRIL

CAMPO CIRÚRGICO IMPERMEÁVEL 1,50M X 1,0M- 1 UND ESTÉRIL



COMPOSIÇÃO DO PRODUTO:

Os Campos cirúrgicos impermeáveis Neve são confeccionados por material não tecido trilaminado 100% polipropileno.

TRANSPORTE E ARMAZENAGEM:

O produto deve ser transportado e armazenado sob a proteção da luz solar direta, calor e umidade de forma segura a preservar e garantir a integridade física e funcional do produto e da embalagem.

INDICAÇÃO DE USO:

Os Campos cirúrgicos impermeáveis Neve foram desenvolvidos para atender as necessidades atuais da rotina hospitalar e no uso de procedimentos cirúrgicos, onde se faz necessário a máxima proteção. Ela é composta por campo adequado para cobertura de mesas em centros cirúrgicos.

ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES:

- O produto deve ser usado somente para os fins a que se destina.
- Abrir a embalagem somente no momento de uso.
- Produto estéril.
- Produto de uso único, proibido reprocessar.
- Não utilizar caso a embalagem esteja danificada, rasgada, aberta, úmida, ou fora do prazo de validade.
- Após o uso, descartar em local apropriado.

NORMAS TÉCNICAS E REGULAMENTARES:

ABNT NBR 16064: Produtos têxteis para saúde- Campos cirúrgicos, aventais e roupas para sala limpa, utilizados por pacientes e profissionais de saúde e pra equipamentos- Requisitos e métodos de ensaio.

VALIDADE:

Válido por 05 anos após a data de fabricação.