

FICHA TÉCNICA

CARACTERIZAÇÃO DO PRODUTO:

Nome técnico do produto: Protetor.

Nome Comercial: Máscara de proteção respiratória N95

Reg. ANVISA: 81855830032

Responsável Técnico: Ramon Teles Marques - CRQ IV REGIÃO- 04265845

APRESENTAÇÃO COMERCIAL DO PRODUTO:

As Máscaras de Proteção Respiratória N95 são apresentadas embaladas individualmente em envelopes de papel grau cirúrgico e filme termo selável.

Os envelopes por sua vez, são acondicionados em caixas de embarque, em quantidades de acordo com suas respectivas larguras.

DESCRIÇÃO GERAL DO PRODUTO:

As Máscaras de Proteção Respiratórias N95 são confeccionadas em não tecido de alta qualidade, foram projetadas para a defesa respiratória do usuário em ambientes hospitalares. Ele auxilia na proteção contra o contágio de doenças infectocontagiosa através de partículas e vapores tóxicos Possui filtro eficiente para retenção de contaminantes presentes na atmosfera sob a forma de aerossóis.

São confeccionadas e comercializadas nas dimensões:

MÁSCARA DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA NEVE N95 PFF2 S/ VÁLVULA- BRANCA

MÁSCARA DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA NEVE N95 PFF2 C/ VÁLVULA- BRANCA

MÁSCARA DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA NEVE N95 PFF2 S/ VÁLVULA- AZUL

MÁSCARA DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA NEVE N95 PFF2 C/ VÁLVULA- AZUL

COMPOSIÇÃO DO PRODUTO:

As Máscaras de Proteção Respiratória N95 são confeccionadas por corpo, tirante elástico, clip nasal, válvula e presilha. Com as seguintes composições:



Corpo: Não tecido 100% polipropileno.

Tirante: 100% Elastodieno, 2560 Dtex.

Clipe nasal: Arame de metal recoberto por uma camada de PVC.

Válvula: Polipropileno, borracha natural e elastodieno.

Presilha: Polipropileno.

TRANSPORTE E ARMAZENAGEM:

O produto deve ser transportado e armazenado sob a proteção da luz solar direta, calor e umidade de forma segura a preservar e garantir a integridade física e funcional do produto e da embalagem.

INDICAÇÃO DE USO:

As Máscaras de Proteção Respiratórias N95 são indicadas como protetor semi facial, pode ser utilizada e hospitais, laboratórios de manipulação, clínicas, consultórios dentários e médicos, indústrias químicas, farmacêuticas e alimentícias, área estética e gastronômica. Também em qualquer ambiente externo.

ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES:

- O produto deve ser usado somente para os fins a que se destina.
- Abrir a embalagem somente no momento de uso.
- Produto não estéril.
- Produto de uso único, proibido reprocessar.
- Não utilizar caso a embalagem esteja danificada, rasgada, aberta, úmida, ou fora do prazo de validade.
- Após o uso, descartar em local apropriado.

NORMAS TÉCNICAS E REGULAMENTARES:

ABNT NBR 13698:2011 - Equipamento de proteção respiratória — Peça semifacial filtrante para partículas

VALIDADE:

Valido por 05 anos após a data de fabricação.