

Catálogo de Modelos

Classe: BACTERIOLOGIA

Gerado em 12/08/2021 15:43:51

Pág. 1/1

Modelo

Características

**23008 - SWAB PARA COLETA DE AMOSTRAS ESTÉRIL
HASTE DE PLÁSTICO PONTA RAYON CX/100**

O SWAB PARA COLETA DE AMOSTRAS ESTÉRIL é utilizado na coleta por absorção de materiais para testes microbiológicos com finalidade clínica ou de pesquisa.

COMPOSIÇÃO:

Haste: Plástico (PP)

Ponta: Rayon

DESCARTE: Descartar em local apropriado para materiais potencialmente contaminados.**PRECAUÇÕES E CUIDADOS**


Manusear os materiais destinados aos testes microbiológicos devidamente paramentado e no local especificado para os mesmos.

INSTRUÇÕES DE USO

- 1- Abrir a embalagem no momento de seu uso.
- 2- Realizar a coleta da amostra e fazer a transferência da mesma.
- 3- Proceder a sua utilização de acordo com o protocolo do laboratório.
- 4- Após a utilização do produto, descartar em local apropriado para materiais potencialmente contaminados.

ARTIGO PARA DIAGNÓSTICO ON VITRO DE USO ÚNICO.**DESCARTAR APÓS O USO.****ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO**

Registro(s) MS: 10379860103

**RESPONSÁVEL TÉCNICA:**Dra. Daniela Freitas Amorim
COREN-SP Nº 151479

INSTRUÇÕES DE USO

SWAB PARA COLETA DE AMOSTRAS ESTÉRIL

DESCRIÇÃO

O produto **SWAB PARA COLETA DE AMOSTRAS ESTÉRIL** é formado por uma haste com algodão ou rayon enrolado automaticamente na ponta da haste de modo firme, embalado individualmente e esterilizado por óxido de etileno, estando pronto para uso.

COMPOSIÇÃO

Haste: madeira / plástico / aço inoxidável AISI 304

Ponta:

- ☐ Algodão
- ☐ Rayon

O **SWAB PARA COLETA DE AMOSTRAS ESTÉRIL** tem validade de 2 (dois) anos após a data de fabricação.

FORMAS DE APRESENTAÇÃO

O produto pode possuir haste de plástico, madeira ou alumínio em caixas com 25, 50 ou 100 unidades.

FINALIDADE

O **SWAB PARA COLETA DE AMOSTRAS ESTÉRIL** é utilizado na coleta por absorção de materiais para testes microbiológicos com finalidade clínica ou de pesquisa.

INSTRUÇÕES DE USO

- 1- Abrir a embalagem no momento de seu uso.
- 2- Realizar a coleta da amostra e fazer a transferência da mesma.
- 3- Proceder a sua utilização de acordo com o protocolo do laboratório.
- 4- Após a utilização do produto, descartar em local apropriado para materiais potencialmente contaminados.

PRECAUÇÕES E CUIDADOS

Manusear os materiais destinados aos testes microbiológicos devidamente paramentado e no local especificado para os mesmos.

ARMAZENAMENTO

Armazenar e conservar o produto em sua embalagem original, em local seco e arejado, sob temperatura de 4 a 35°C.

DESCARTE

Descartar em local apropriado para materiais potencialmente contaminados.

**ARTIGO PARA DIAGNÓSTICO IN VITRO DE USO ÚNICO.
DESCARTAR APÓS O USO.**

Lote/Partida: vide embalagem

Fabricação: vide embalagem

Validade: vide embalagem

Importado e Distribuído por:

CRAL ARTIGOS PARA LABORATÓRIO LTDA.

Rua San José, nº 305 – Parque Industrial San José

CEP. 06715-862 Cotia – SP

BRASIL

CNPJ. 48.740.849/0001-28

 SAC (Serviço de Atendimento ao Consumidor): (11) 2712-7000
e-mail: sac@cralplast.com.br

Fabricado por:

JIANGSU SUYUN MEDICAL MATERIALS CO. LTD

Nº1 Medicine Lane, Renmin Road, Lianyungang, Jiangsu.

REPÚBLICA POPULAR DA CHINA

Responsável Técnica - Dra. Daniela Freitas Amorim – COREN/SP nº 151479

ANVISA nº

REVISÃO 02 – 04/2020