

# Ficha Técnica - EXAMGLO



## Descrição

Luvas de látex de borracha natural e lubrificadas com pó bioabsorvível de amido de milho. Punhos com bordas.

## Atributos

Luvas de látex de 100% borracha natural e lubrificadas com pó bioabsorvível. Não estéril, validade 3 anos. Ótima sensibilidade tátil, maleabilidade, resistência, segurança e facilidade no calçamento.

## Aplicações

Indicada para ser utilizada nas mais diversas áreas e profissões, sendo recomendada principalmente para procedimentos não cirúrgicos, como anestesia, manipulação de instrumentos, laboratórios de análise, procedimentos odontológicos e outros que necessitem de proteção ao usuário e ao paciente.

## Especificações Gerais

Modelo	EXAMGLO
Material	Látex Natural
Acabamento Na Palma	Superfície lisa
Acabamento Interno	Com pó
Formato	Ambidestra
Cor	Leitosa
Comprimento	23,5 cm
Espessura	0,175 mm
Esterilização	Não Estéril

## Tamanhos disponíveis e códigos

EXAMGLO C/10			
Tamanho	Código	EAN	DUN 14
P	381860010	7896243102587	17896243102584
M	382860010	7896243102594	17896243102591
G	383860010	7896243102600	17896243102607

  

EXAMGLO C/100			
Tamanho	Código	EAN	DUN 14
P	381860060	7896243118311	17896243118318
M	382860060	7896243118328	17896243118325
G	383860060	7896243118335	17896243118332

### Embalagem C/10

embalada com 10 unid. Saco  
caixa com 80 Sacos com 10 unid.

### Embalagem C/100

embalada com 100 unid. Caixa  
caixa com 10 caixetas

## Certificação

CA	7058
CAD. ANVISA	10170480016
RESP. TÉCNICO	ANGELINA M.C.L. MEDINA
CRQ	4.110.366
IFBQ	03997-5/2017



## Ficha Técnica - EXAMGLO



### INSTRUÇÕES DE USO:

Verifique o tamanho correto das mãos e da luva, afim de evitar acidentes e fadiga excessiva.  
Antes do uso, inspecione as luvas quanto a defeitos ou imperfeições.  
Recomenda-se retirar anéis, pulseiras e/ou adornos, para evitar danos à luva.  
Calce as luvas com as mãos limpas e secas.

### CONSERVAÇÃO DO PRODUTO:

Proteja este produto do calor, umidade e luz.

### CUIDADOS:

Produto de uso único / destruir após o uso / proibido reprocessar

## Observações

Validade: 3 anos da data de fabricação enquanto a embalagem não for aberta danificada ou molhada.

Atenção: Este produto contém látex de borracha natural. Seu uso pode causar reações alérgicas em pessoas sensíveis ao látex.



**FÁBRICA DE ARTEFATOS  
DE LÁTEX SÃO ROQUE LTDA.**

**MATRIZ:** Av. 3 de Maio, 307 - São Roque/SP - CEP 18134-000 - CNPJ: 70.939.574/0001-05

**FILIAL:** Rua Horácio Manley Lane, 440 - Área 1 - Bairro Marmeleiro - São Roque/SP  
CEP 18131-770 - CNPJ: 70.939.574/0002-96

#### ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR

[www.luvassanro.com.br](http://www.luvassanro.com.br)

**e-mail:** [latex@latexsr.com.br](mailto:latex@latexsr.com.br)

0800 721 8505 / Fone: (11) 4713-5000

Caixa Postal: 1750 - CEP: 18130-971 - São Roque/SP



**Para maiores informações, consulte o nosso site: [www.luvassanro.com.br](http://www.luvassanro.com.br)**





**EXAMGLO**®

**LUVAS PARA PROCEDIMENTOS NÃO CIRÚRGICOS  
DE LÁTEX DE BORRACHA NATURAL**

NÃO ESTERÉIS - LUBRIFICADAS COM FITO BIOMASSAS -  
SUPERFÍCIE LISA - AMBIDÉXTERAS

Contém 100 Luvas

**EXAMGLO**

**EXAMGLO**